


Внутренний шестигранник
Каталог продукции
2020





СОДЕРЖАНИЕ



СИСТЕМЫ ИМПЛАНТОВ

- 6 - 31 Системы имплантатов
- 32 - 48 Инструменты
- 49 - 77 Наборы



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОПЦИИ

- 80 - 81 Слепочные трансферы
- 82 - 83 Временные реставрации
- 84 - 88 Реставрации с винтовой фиксацией
- 89 - 93 Реставрации по цифровому протоколу
- 94 - 104 Реставрации с цементной фиксацией
- 103 - 112 Съемное протезирование



MGUIDE - ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ
СТОМАТОЛОГИИ

116 - 123 MGUIDE



РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

126 - 128 Остеопласт материалы

129 Барьерные мембраны



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

130 - 137



ИНДЕКС





Системы имплантатов.

Компания MIS с гордостью предлагает широкий ассортимент имплантационных систем, обеспечивающих простые решения для разнообразных клинических сценариев, от простейших до самых сложных. Наши имплантаты являются результатом процесса научных исследований и разработок высшего уровня; имплантационная система проста, но в то же время обеспечивает расширенную функциональность и дополнительные характеристики. Имплантаты MIS изготовлены из биосовместимого медицинского титанового сплава и имеют поверхность самого высокого качества. Они подвергаются как пескоструйной обработке, так и кислотному травлению, что обеспечивает исключительную чистоту и длительную остеоинтеграцию.






Системы
имплантатов


SEVEN внутренний
шестигранник Ø3.30
узкая платформа



Винт-заглушка и
формирователи десны:



MH-N2330
MH-N3330
MH-N4330
MH-N6330
MH-N8330



MH-52330
MH-53330
MH-54330
MH-55330
MH-56330



MH-N0440
MH-N0540
MH-N0640




Винт-заглушка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF7-10330	Ø3.30 L=10	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-11330	Ø3.30 L=11.5	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-13330	Ø3.30 L=13	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-16330	Ø3.30 L=16	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза

L = Длина

Ø3.30мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200-1500	900-1200	200-400	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.20 Ø3.20	Ø3.30



Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости.

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы
имплантатов


SEVEN внутренний
шестигранник Ø3.75
стандартная платформа



Винт-заглушка и
формователи десны:



MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375



MH-A3375
MH-A4375
MH-A5375
MH-A6375



MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375



MH-S0448
MH-S0548
MH-S0648




Винт-заглушка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF7-08375	Ø3.75 L=8	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-10375	Ø3.75 L=10	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-11375	Ø3.75 L=11.5	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-13375	Ø3.75 L=13	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-16375	Ø3.75 L=16	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-18375	Ø3.75 L=18	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-20375	Ø3.75 L=20	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза

L = Длина

Ø3.75мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200-1500	900-1200	500-700	200-400	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø2.80	Ø2.80	Ø3
						Ø3.60
						Ø3.75
						Ø3.75



Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости.

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы
имплантатов


SEVEN внутренний
шестигранник Ø4.20
стандартная платформа



Винт-заглушка и
формирователи десны:




MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375



MH-A3375
MH-A4375
MH-A5375
MH-A6375



MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375



MH-S0448
MH-S0548
MH-S0648



Винт-заглушка


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF7-06420	Ø4.20 L=6	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-08420	Ø4.20 L=8	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-10420	Ø4.20 L=10	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-11420	Ø4.20 L=11.5	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-13420	Ø4.20 L=13	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-16420	Ø4.20 L=16	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-18420	Ø4.20 L=18	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-20420	Ø4.20 L=20	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза

L = Длина

Ø4.20мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700		200-400	200-500		15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.20	Ø3.50 Ø4.10	Ø3.30 Ø4.20	или	Ø4.20

ИЛИ



Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости.

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



Системы
имплантатов

SEVEN внутренний
шестигранник Ø5
широкая платформа




Винт-заглушка и
формователи десны:



MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500



MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630



MH-W0455
MH-W0555
MH-W0655




Винт-заглушка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF7-06500	Ø5 L=6	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-08500	Ø5 L=8	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-10500	Ø5 L=10	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-11500	Ø5 L=11,5	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-13500	Ø5 L=13	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-16500	Ø5 L=16	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза

L = Длина

Ø5мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	400-600		200-400	200-500	
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.20	Ø4	Ø4	Ø4.30 Ø4.90	Ø5	15-25
								или		



Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости.



Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



Системы
имплантатов

SEVEN внутренний
шестигранник Ø6
широкая платформа




Винт-заглушка и
формователи десны:



MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500



MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630



MH-W0455
MH-W0555
MH-W0655



Винт-заглушка


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF7-06600	Ø6 L=6	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-08600	Ø6 L=8	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-10600	Ø6 L=10	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-11600	Ø6 L=11.5	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза
	MF7-13600	Ø6 L=13	Имплантат SEVEN, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка Финальная фреза

L = Длина

Ø6мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	400-600	300-500	300-500			200-400	200-500	
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.20	Ø4	Ø4.50	Ø5	Ø5		Ø4.30 Ø5.90	Ø6	15-25

ИЛИ



Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости.



Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы
имплантатов


М4 внутренний
шестигранник Ø3.30
узкая платформа



Винт-заглушка и
формирователи десны:



MH-N2330
MH-N3330
MH-N4330
MH-N6330
MH-N8330



MH-52330
MH-53330
MH-54330
MH-55330
MH-56330



MH-N0440
MH-N0540
MH-N0640




Винт-заглушка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF4-10330	Ø3.30 L=10	Имплантат М4, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-11330	Ø3.30 L=11.5	Имплантат М4, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-13330	Ø3.30 L=13	Имплантат М4, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-16330	Ø3.30 L=16	Имплантат М4, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка

L = Длина

Ø3.30мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200-1500	900-1200	500-700	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.00 Ø3.30	Ø3.30





Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы
имплантатов


М4 внутренний
шестигранник Ø3.75
стандартная платформа



Винт-заглушка и
формирователи десны:




MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375



MH-A3375
MH-A4375
MH-A5375
MH-A6375



MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375



MH-S0448
MH-S0548
MH-S0648




Винт-заглушка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF4-08375	Ø3.75 L=8	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-10375	Ø3.75 L=10	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-11375	Ø3.75 L=11.5	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-13375	Ø3.75 L=13	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-16375	Ø3.75 L=16	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка

L = Длина

Ø3.75мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200-1500	900-1200	500-700	400-700	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.75	Ø3.75





Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы
имплантатов


М4 внутренний
шестигранник Ø4.20
стандартная платформа



Винт-заглушка и
формователи десны:



MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375



MH-A3375
MH-A4375
MH-A5375
MH-A6375



MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375



MH-S0448
MH-S0548
MH-S0648




Винт-заглушка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF4-06420	Ø4.20 L=6	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-08420	Ø4.20 L=8	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-10420	Ø4.20 L=10	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-11420	Ø4.20 L=11.5	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-13420	Ø4.20 L=13	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-16420	Ø4.20 L=16	Имплантат М4, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка

L = Длина

Ø4.20мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200-1500	900-1200	500-700	400-700	400-600	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø4.20	Ø4.20





Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



Системы
имплантатов

М4 внутренний
шестигранник Ø5
широкая платформа




Винт-заглушка и
формирователи десны:



MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500



MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630



MH-W0455
MH-W0555
MH-W0655




Винт-заглушка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF4-06500	Ø5 L=6	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-08500	Ø5 L=8	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-10500	Ø5 L=10	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-11500	Ø5 L=11,5	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-13500	Ø5 L=13	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-16500	Ø5 L=16	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка

L = Длина

Ø5мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200	500- 700	400- 700	400- 600	400- 600	200- 500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø4.50	Ø5	Ø5





Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



Системы
имплантатов

М4 внутренний
шестигранник Ø6
широкая платформа




Винт-заглушка и
формователи десны:



MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500



MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630



MH-W0455
MH-W0555
MH-W0655



Винт-заглушка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MF4-06600	Ø6 L=6	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-08600	Ø6 L=8	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-10600	Ø6 L=10	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-11600	Ø6 L=11,5	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка
	MF4-13600	Ø6 L=13	Имплантат М4, внутренний шестигранник, широкая платформа	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Винт-заглушка

L = Длина


Ø6мм Процедура имплантации





Системы
имплантатов

UNO Одноэтапный
имплантат, Ø3




	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MO1-10300	Ø3 L=10	UNO Одноэтапный имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MO1-11300	Ø3 L=11.5	UNO Одноэтапный имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MO1-13300	Ø3 L=13	UNO Одноэтапный имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MO1-16300	Ø3 L=16	UNO Одноэтапный имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	

L = Длина

Ø3мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200		700- 900		15- 25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.40	Ø2.40	Ø3




Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



Системы
имплантатов

UNO Одноэтапный
имплантат, Ø3.50




	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MO1-10350	Ø3.50 L=10	UNO Одноэтапный имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MO1-11350	Ø3.50 L=11.5	UNO Одноэтапный имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MO1-13350	Ø3.50 L=13	UNO Одноэтапный имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MO1-16350	Ø3.50 L=16	UNO Одноэтапный имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	

L = Длина

Ø3.50мм Процедура имплантации

Скорость вращения фрезы (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200	700- 900	500- 700	15- 25	
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.40	Ø3	Ø3.50





Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



Системы
имплантатов

LINK -
Ортодонтический
имплантат



	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Комплектация
	MG2-06160	Ø1.6 L=6	LINK - Ортодонтический имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MG2-08160	Ø1.6 L=8	LINK - Ортодонтический имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MG2-10160	Ø1.6 L=10	LINK - Ортодонтический имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MG2-12160	Ø1.6 L=12	LINK - Ортодонтический имплантат	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	
	MT-TDO01	Ø1 L=28	Пилотная фреза	Нержавеющая сталь	
	MT-SCD20	L=28	Короткая крестовая отвертка для установки ортодонтических имплантатов	Нержавеющая сталь	
	MT-LCD20	L=54	Длинная крестовая отвертка для установки ортодонтических имплантатов	Нержавеющая сталь	
	MT-MSD20	L=140	Универсальная ручка-держатель	Нержавеющая сталь + Алюминий	

L = Длина



Инструменты

Фрезы-пилоты, внешнее охлаждение



	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TDN20	Ø2 L=37.3	Фреза-пилот	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-P2406	Ø2.4/2.0 L=31.8	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-P2408	Ø2.4/2.0 L=28	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-P2410	Ø2.4/2.0 L=28	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	СТ-P2411	Ø2.4/2.0 L=33	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	СТ-P2413	Ø2.4/2.0 L=33	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	СТ-P2416	Ø2.4/2.0 L=37.5	Фреза-пилот для имплантатов длиной 16 мм	Нержавеющая сталь	 

L = Длина



6

Маркировок глубины препарирования





Инструменты

SEVEN формирующие фрезы, внешнее охлаждение



	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TDT28	Ø2.80 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT32	Ø3.20 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT40	Ø4 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT45	Ø4.50 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT50	Ø5 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 

L = Длина



Инструменты

М4 Формирующие фрезы, внешнее охлаждение



	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TDN28	Ø2.80 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN32	Ø3.20 L=37.6	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN38	Ø3.80 L=37.8	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN45	Ø4.50 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN50	Ø5 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN55	Ø5.50 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 

L = Длина



Инструменты

SEVEN и M4 Короткие формирующие фрезы, внешнее охлаждение




	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TDI28	Ø2.80 L=30	Короткая формирующая фреза	Нержавеющая сталь	
	MT-TDI32	Ø3.20 L=30	Короткая формирующая фреза	Нержавеющая сталь	
	MT-TDI38	Ø3.80 L=30	Короткая формирующая фреза	Нержавеющая сталь	
	MT-TDI40	Ø4.0 L=30	Короткая формирующая фреза	Нержавеющая сталь	

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TDI45	Ø4.50 L=30	Короткая формирующая фреза	Нержавеющая сталь	
	MT-TDI50	Ø5.0 L=30	Короткая формирующая фреза	Нержавеющая сталь	
	MT-TDI55	Ø5.50 L=30	Короткая формирующая фреза	Нержавеющая сталь	

L = Длина

7 Диаметров фрез





Инструменты

Маркирующие и Профильные фрезы



	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TDN19	Ø1.90 L=34	Маркирующая шаровидная фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-TD110	Ø1.90 L=34	Маркирующая шаровидная фреза, внутреннее охлаждение	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MT-SMD10	L=30	Пикообразная маркирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-PD440	Ø4 L=32.7	Позиционирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE


L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-CSN33	Ø3.30 L=31	Профильная фреза, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-GDN33	Ø3.75/4.20 L=26	Профильная фреза, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-GDN50	Ø5/6 L=26.8	Профильная фреза, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 


L = Длина




5 Маркировок глубины препарирования профильных фрез



Узкая платформа



Стандартная платформа



Широкая платформа



Инструменты

Керамические фрезы



	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-CRD21	Ø2.10 L=28.5	Короткая керамическая пилотная фреза	Керамическая	
	MT-CRD20	Ø2 L=33.5	Стандартная керамическая пилотная фреза	Керамическая	
	MT-CRD28	Ø2.80 L=35	Керамическая формирующая фреза	Керамическая	

L = Длина



Инструменты

Трепаны




	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-00400	Ø4/5 L=37	Трепан	Нержавеющая сталь	
	MT-00500	Ø5/6 L=37	Трепан	Нержавеющая сталь	
	MT-00600	Ø6/7 L=37	Трепан	Нержавеющая сталь	

L = Длина



Инструменты

Хирургические инструменты



	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-HLI21	L=28.2	Длинный имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-HSI21	L=24.4	Короткий имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MT-HLI10	L=28.2	Длинный имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-HSI10	L=24.4	Короткий имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-LRH21	L=32.3	Длинный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-SRH21	L=22.3	Короткий имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	STAND ALONE

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-LRH20	L=32.3	Длинный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-SRH20	L=22.3	Короткий имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-RDS30	L=21.3	Короткая универсальная шестигранная отвертка 1,27 мм	Нержавеющая сталь	 
	MT-RDL30	L=27	Длинная универсальная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	 
	MT-RB225	L=22	Ключ для прямого шаровидного абатмента	Нержавеющая сталь	 
	MT-SM005	L=24	Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1,27 мм	Нержавеющая сталь	
	MT-LM005	L=30	Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1,27 мм	Нержавеющая сталь	 
	MT-RMR10	L=38.5	Длинный универсальный имплантовод с фиксатором для реверсивного ключа	Нержавеющая сталь	 
	MT-SRA10	L=15.50	Адаптер для реверсивного ключа	Нержавеющая сталь	
	MT-PP001	Ø2.0/3.20 L=24	Пин параллельности	Нержавеющая сталь	 
	MT-DE001	L=24	Удлинитель фрезы	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

Хирургические инструменты

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TP500	Ø4.5 L=28	Мукотом	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MT-DI001	L=17	Индикатор положения имплантата	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RKS15	L=13.5	Короткий имплантовод для одноэтапного имплантата UNO	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RKL21	L=18	Длинный имплантовод для одноэтапного имплантата UNO	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RMR10	L=38.5	Длинный имплантовод с фиксатором для реверсивного ключа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-SRA10	L=15.50	Адаптер для реверсивного ключа	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MT-PP001	Ø2.0/3.20 L=24	Пин параллельности	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-MFXGS		Направляющая планка для протокола MIS MULTIFIX		
	MT-HW001	L=13	Ручной адаптер	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-TP420	L=29.50	Мукотом для микромотора	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MT-HKO21	L=18.8	Ручной имплантовод для одноэтапного имплантата UNO	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-UMS21	L=22	Короткий имплантовод для микромотора для одноэтапного имплантата UNO	Нержавеющая сталь	
	MT-UML21	L=30	Длинный имплантовод для микромотора для одноэтапного имплантата UNO	Нержавеющая сталь	 
	MT-RT070	L=95	Хирургический динамометрический ключ		 
	MT-RA480		Шестигранный адаптер для реверсивного ключа	Нержавеющая сталь	

L = Длина



7

Типов соединений ключей





Инструменты

Ортопедические
инструменты


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TSD10	L=50	Ключ для титановой матрицы	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MT-IT100	L=16.5	Ключ для слепочного трансфера закрытой ложки - MN/MD/MW- IT100	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MT-SM005	L=24	Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1,27 мм	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MT-LM005	L=30	Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1,27 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-NB225	L=22	Ключ с шестигранным соединением для прямого шаровидного абатмента	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MT-MSD20	L=140	Универсальная ручка-держатель	Нержавеющая сталь + Алюминий	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-URA10	L=27	Универсальный адаптер для ручки-держателя	Нержавеющая сталь	 
	MT-UN002	L=24	Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-US002	L=24	Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-UW002	L=24	Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-HTS10	L=142.5	Техническая шестигранная отвертка 1,27 мм	Нержавеющая сталь + пластмасса	 
	MT-GDM01	Ø2/4/6/8	Глубиномер ручной	Нержавеющая сталь	
	MM-LCT10	L=83	Универсальный ключ для системы Locator	Сталь / Титан с покрытием из нитрида титана	 
	MM-RSD15	L=19	Короткий универсальный ключ для системы Locator	Нержавеющая сталь	 
	MM-RSD20	L=24	Длинный универсальный ключ для системы Locator	Нержавеющая сталь	 
	MT-RB225	L=22	Универсальный ключ для прямого шаровидного абатмента	Нержавеющая сталь	 
	MT-RDM30	L=11.50	Ультракороткая ручная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	
	MT-RDS30	L=21.3	Короткая универсальная шестигранная отвертка 1,27 мм	Нержавеющая сталь	 

L = Длина


Ортопедические инструменты

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-RDL30	L=27	Длинная универсальная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	 
	MT-RDE30	L=32	Ультрадлинная универсальная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	
	MT-RE172	L=28.5	Экстрактор абатментов стандартной и широкой платформы	Титан	 
	MT-RE160	L=28.5	Экстрактор абатментов узкой платформы	Титан	 
	MT-MURL2	L=21	Универсальный длинный ключ для прямого многокомпонентного абатмента (Мульти-Юнит)	Нержавеющая сталь	 
	ET-IT002		Инструмент для замены матриц OT-Equator		 
	MT-RI040	L=95	Ортопедический динамометрический ключ		 

L = Длина



2 Типа соединений ключей



Микромотор



Ручной/реверсивный ключ



Наборы

SEVEN Хирургический набор



МК-T048
SEVEN Хирургический набор

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TDN19	Ø1.90 L=34	Шаровидная маркирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-SMD10	L=30	Пикообразная маркирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-P2406	Ø2.40/2.0 L=31.8	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-P2408	Ø2.4/2.0 L=28	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-P2410	Ø2.4/2.0 L=28	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-P2411	Ø2.4/2.0 L=33	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина

SEVEN

Хирургический набор

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	CT-P2413	Ø2.4/2.0 L=33	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	CT-P2416	Ø2.4/2.0 L=37.5	Фреза-пилот для имплантатов длиной 16 мм	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT28	Ø2.80 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT32	Ø3.20 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT40	Ø4 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT45	Ø4.50 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT50	Ø5 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	CT-BTC24	Ø2.4 L=28.5	Глубиномер	Титан	 
	MT-BTT28	Ø2.80 L=28.5	Глубиномер	Титан	 
	MT-BTT32	Ø3.20 L=28.5	Глубиномер	Титан	 
	MT-BTT40	Ø4 L=28.5	Глубиномер	Титан	 
	MT-BTT45	Ø4.50 L=28.5	Глубиномер	Титан	 

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-BTT50	Ø5 L=28.5	Глубиномер	Титан	 
	MT-GDN33	Ø3.75/4.20 L=26	Профильная фреза, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-GDN50	Ø5/6 L=26.8	Профильная фреза, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-PP240	Ø2.40-3 L=24	Пин параллельности	Нержавеющая сталь	
	MT-HLI21	L=28.2	Длинный имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-HLI10	L=28.2	Длинный имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-HSI10	L=24.4	Короткий имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-LRH21	L=32.3	Длинный универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-LRH20	L=32.3	Длинный универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-SRH20	L=22.3	Короткий универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-DE001	L=24	Удлинитель фрезы	Нержавеющая сталь	 
	MT-RMR10	L=38.5	Длинный универсальный имплантовод для реверсивного ключа с фиксатором	Нержавеющая сталь	 

L = Длина


SEVEN Хирургический набор

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-RDL30	L=27	Длинная универсальная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RDS30	L=21.3	Короткая универсальная шестигранная отвертка 1,27 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MD-PF375 MN-PF330	Ø5, L=11 Ø4.5, L=11	Индикатор положения имплантата	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RT070	L=95	Хирургический динамометрический ключ		INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина



5 Протоколов





Наборы

Набор для замены фрез SEVEN

МК-SD01
Набор для замены фрез
SEVEN



	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	СТ-P2408	Ø2,4/2,0 L=28	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	СТ-P2410	Ø2,4/2,0 L=28	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	СТ-P2411	Ø2,4/2,0 L=33	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 11,5 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	СТ-P2413	Ø2,4/2,0 L=33	Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	СТ-P2416	Ø2,4/2,0 L=37,5	Фреза-пилот для имплантатов длиной 16 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-TDT28	Ø2,80 L=37,5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-TDT32	Ø3,20 L=37,5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-TDT40	Ø4 L=37,5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-TDT45	Ø4,50 L=38,2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина



Наборы

M4 Хирургический набор



MK-0016

M4 Хирургический набор

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-SMD10	L=30	Пикообразная маркирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-TDN19	Ø1.90 L=34	Шаровидная маркирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-P2416	Ø2.4/2.0 L=37.5	Фреза-пилот	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-TDN28	Ø2.80 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-TDN32	Ø3.20 L=37.6	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TDN38	Ø3.80 L=37.8	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN45	Ø4.50 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN50	Ø5 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN55	Ø5.50 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-DE001	L=24	Удлинитель фрезы	Нержавеющая сталь	 
	MT-LM005	L=30	Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1,27 мм	Нержавеющая сталь	 
	MT-HSI10	L=24.4	Короткий имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	 
	MT-HLI10	L=28.2	Длинный имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	 
	MT-CSN33	Ø3.30 L=31	Профильная фреза, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-GDN33	Ø3.75/4.20 L=26	Профильная фреза, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-GDN50	Ø5/6 L=26.8	Профильная фреза, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-PP240	Ø2.40-3 L=24	Пин параллельности	Нержавеющая сталь	

L = Длина

М4 Хирургический набор


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-LRH21	L=32.3	Длинный универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-LRH20	L=32.3	Длинный универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-SRH20	L=22.3	Короткий универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RMR10	L=38.5	Длинный универсальный имплантовод для реверсивного ключа с фиксатором, стандартная и широкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RDL30	L=27	Длинная универсальная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RI030	L=84	Реверсивный ключ		INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина



5

Хирургических протоколов





Наборы

М4 Набор фрез



МК-0014
М4 Набор фрез

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-TDN28	Ø2.80 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN32	Ø3.20 L=37.6	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN38	Ø3.80 L=37.8	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN45	Ø4.50 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN50	Ø5 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN55	Ø5.50 L=38.2	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

М4 Набор фрез


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-CSN33	Ø3.30 L=31	Профильная фреза, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-GDN33	Ø3.75/4.20 L=26	Профильная фреза, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-GDN50	Ø5/6 L=26.8	Профильная фреза, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 

L = Длина



6

Маркировок глубины препарирования





Наборы

Параллелометр Авраами

Параллелометр Авраами специально разработан для препарирования костного ложа под два и более последовательно расположенных имплантатов с соблюдением точного расстояния между ними, угла наклона и параллельности. В стандартных клинических случаях набор Авраами может быть использован в качестве простой альтернативы хирургическому шаблону. Несмотря на то, что набор разработан для выполнения хирургических манипуляций, его также можно применять в качестве инструмента для планирования дентальной имплантации.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-0011

Параллелометр Авраами



Наборы

UNO хирургический набор

МК-0036 
UNO хирургический набор





	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-SMD10	L=30	Пикообразная маркирующая фреза	Нержавеющая сталь	 
	MT-P2416	Ø2.40 L=37.5	Фреза-пилот	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDN20	Ø2 L=37.3	Фреза-пилот, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-TDT30	Ø3 L=37.5	Формирующая фреза, внешнее охлаждение	Нержавеющая сталь	 
	MT-BTT20	Ø2 L=28.5	Глубиномер	Титан	 
	MT-UML21	L=30	Длинный имплантовод для микромотора для одноступенчатого имплантата UNO	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-PP001	Ø2.0/3.20 L=24	Пин параллельности	Нержавеющая сталь	 
	MT-RKS15	L=13.5	Короткий универсальный имплантовод для одноэтапного имплантата UNO	Нержавеющая сталь	 
	MT-RKL21	L=18	Длинный универсальный имплантовод для одноэтапного имплантата UNO	Нержавеющая сталь	 
	MT-RI030	L=84	Реверсивный ключ		 

L = Длина

2 Длины имплантовода





Наборы

Набор стоперов для
фрез SEVEN,
стандартная платформа

Набор стоперов для фрез SEVEN (стандартная платформа) используется непосредственно после завершения работы с фрезой-пилотом MIS, обеспечивая простое и безопасное препарирование костной ткани на желаемую глубину. В наборе представлены стоперы длиной 8, 10, 11.5 и 13 мм.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-BS001

Набор стоперов для фрез SEVEN,
стандартная платформа

L = Длина



Наборы

Набор стоперов для
фрез SEVEN, деление по
глубине препарирования



MK-SDS(06-13)

Набор стоперов для фрез

№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MK-SDS06 L=6	Набор стоперов для фрез, для имплантатов SEVEN длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	
	MK-SDS08 L=8	Набор стоперов для фрез, для имплантатов SEVEN длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	
	MK-SDS10 L=10	Набор стоперов для фрез, для имплантатов SEVEN длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	
	MK-SDS11 L=11.5	Набор стоперов для фрез, для имплантатов SEVEN длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	
	MK-SDS13 L=13	Набор стоперов для фрез, для имплантатов SEVEN длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	

L = Длина



Наборы

MIS MULTIFIX Набор фрез для имплантатов длиной 18 и 20 мм



МК-0058
MIS MULTIFIX Набор фрез
для имплантатов длиной 18 и 20 мм

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-ETD24	Ø2.4 L=39	Ультрадлинная формирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-ETD28	Ø2.8 L=39	Ультрадлинная формирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-ETD32	Ø3.2 L=39	Ультрадлинная формирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-ETD38	Ø3.8 L=39	Ультрадлинная формирующая фреза	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-LBT24	Ø2.4 L=34	Длинный глубиномер	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-LBT28	Ø2.8 L=34	Длинный глубиномер	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-LBT32	Ø3.2 L=34	Длинный глубиномер	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-LBT38	Ø3.8 L=34	Длинный глубиномер	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина



Наборы

Набор костных
римеров, внутренний
шестигранник



МК-0059

Набор костных римеров

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-BP320	Ø3.2	Костный ример, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-BP370	Ø3.7	Костный ример, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-BP460	Ø4.6	Костный ример, внутренний шестигранник, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-BGP32	Ø3.2	Направляющий пин для костного римера, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-BGP37	Ø3.7	Направляющий пин для костного римера, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	MT-BGP46	Ø4.6	Направляющий пин для костного римера, внутренний шестигранник, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 

L = Длина



Наборы

Компрессионный набор



МК-0020 
Компрессионный набор


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MO-CO160	Ø1.80-2.90 L=25	Выпуклая компрессионная насадка	Нержавеющая сталь	
	MO-CO200	Ø2.30-3.30 L=25	Выпуклая компрессионная насадка	Нержавеющая сталь	
	MO-CO240	Ø2.70-3.70 L=25	Выпуклая компрессионная насадка	Нержавеющая сталь	
	MO-CO280	Ø3.1-4.50 L=25	Выпуклая компрессионная насадка	Нержавеющая сталь	
	MO-SO300	Ø3 L=25	Вогнутая насадка для синус-лифтинга	Нержавеющая сталь	
	MO-SO350	Ø3.50 L=25	Вогнутая насадка для синус-лифтинга	Нержавеющая сталь	
	MO-SO400	Ø4 L=25	Вогнутая насадка для синус-лифтинга	Нержавеющая сталь	

L = Длина


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-SMD10	L=30	Пикообразная маркирующая фреза	Нержавеющая сталь	 
	MT-HSI10	L=24.4	Короткий имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	 
	MT-HLI10	L=28.2	Длинный имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	 
	MT-LRH20	L=32.3	Длинный универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	 
	MT-SRH20	L=22.3	Короткий универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	 
	MT-RI030	L=84	Реверсивный ключ		 

L = Длина

2 Хирургических протокола



Компрессия



Синус-лифтинг



Наборы

Набор остеотомов для синус-лифтинга

Набор остеотомов MIS предназначен для проведения закрытого синус-лифтинга. В состав набора входят четыре прямых и четыре изогнутых остеотома с вогнутой рабочей частью. Все инструменты имеют лазерную маркировку глубины в 6, 11 и 15 мм и стоперы для повышения удобства и безопасности выполнения манипуляций.

Вогнутый

6mm

11mm

15mm



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка

МК-0023

Набор остеотомов для синус-лифтинга





Наборы

Набор остеотомов для компрессии кости

Набор выпуклых остеотомов MIS предназначен для применения при проведении закрытого синус-лифтинга. В состав набора входят четыре прямых и четыре изогнутых остеотома с выпуклой рабочей частью. Все инструменты имеют лазерную маркировку глубины в 6, 11 и 15 мм и стоперы для повышения удобства и безопасности выполнения манипуляций.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-0024

Набор остеотомов для компрессии кости



Наборы

Набор ортопедических инструментов



МК-0039

Набор ортопедических инструментов


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-RDS30	L=21.3	Короткая универсальная шестигранная отвертка 1,27 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RDL30	L=27	Длинная универсальная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-SM005	L=24	Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1,27 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT
	MT-LM005	L=30	Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1,27 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-MURL2	L=21	Длинный ключ для прямого многокомпонентного абатмента	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-MUML2	L=31	Длинный ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT
	MT-RE160	L=28.5	Экстрактор абатмента, узкая платформа	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RE172	L=28.5	Экстрактор абатмента, стандартная и широкая платформа	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MM-RSD15	L=19	Короткий универсальный ключ для системы Locator	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MM-RSD20	L=24	Длинный универсальный ключ для системы Locator	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RB225	L=22	Ключ для прямого шаровидного абатмента	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-UN002	L=24	Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-US002	L=24	Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-UW002	L=24	Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, широкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-UN001	L=24	Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-US001	L=24	Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	CT-UW001	L=24	Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, широкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина

Набор ортопедических инструментов

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	ET-IT002		Инструмент для замены матриц OT-Equator		 
	MM-LCT10	L=83	Универсальный ключ для системы Locator	Сталь / Титан с покрытием из нитрида титана	 
	MT-MSD20	L=140	Универсальная ручка - держатель	Нержавеющая сталь + Алюминий	 
	MT-URA10	L=27	Универсальный адаптер для ручки-держателя	Нержавеющая сталь	 
	MT-ELR10	L=22.5	Длинная универсальная отвертка для реверсивного ключа для углового доступа к винту	Нержавеющая сталь	 
	MT-RI040	L=95	Ортопедический динамометрический ключ		 

L = Длина



4

Ортопедические опции

2

Типа соединений имплантатов

Шестигранное
соединениеКоническое
соединение



Наборы

Набор для ортопедического планирования

Набор для ортопедического планирования содержит аналоги большинства абатментов MIS, используемых для цементной фиксации. При помощи данного набора стоматолог-ортопед и зубной техник могут выбрать абатмент определенного размера, диаметра и формы, наиболее подходящий для конкретной клинической ситуации. Аналоги абатментов могут быть использованы как непосредственно в полости рта пациента, так и на рабочих моделях. Титановые супраструктуры окрашены в соответствии с цветовой кодировкой платформ имплантатов MIS: пурпурный цвет указывает на стандартную платформу, зеленый - на широкую.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-0040

Набор для ортопедического планирования,
внутренний шестигранный



Наборы

Набор держатель абатментов

Ортопедический держатель абатментов предназначен для удобного удержания керамических и титановых абатментов с коническим соединением во время их препарирования.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка

МК-0001

Набор держатель абатментов





Наборы

Цемент для фиксации коронок на абатментах

Цемент для фиксации коронок MIS поставляется в дозирующем шприце, обеспечивающем автоматическое замешивание, в комбинации с одноразовыми дозирующими насадками. Полимерный цемент характеризуется высокими ретенционными свойствами, однако при этом сохраняется возможность снятия зацементированной реставрации без ее повреждения. Цемент затвердевает в течение 90 секунд, что позволяет быстро и просто удалить его излишки. Примечание: абатменты должны быть подвергнуты пескоструйной обработке перед проведением цементной фиксации для достижения максимальной ретенции.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-0022

Цемент для фиксации коронок на абатментах



Наборы

Набор фрез для обработки циркония

МК-DB01 
Набор фрез для обработки циркония



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



MT-A4022

Фреза алмазная, 2,20 мм

INSIDE
KIT

MT-B4018

Фреза алмазная, 1,80 мм

INSIDE
KIT

MT-F2121

Фреза алмазная, 2,10 мм

INSIDE
KIT

MT-K2023

Фреза алмазная, 2,30 мм

INSIDE
KIT

MT-C3125

Фреза алмазная, 2,50 мм

INSIDE
KIT




Наборы

Физиодиспенсер




	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MWH-SE236		Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником (230 V)		
	MWH-SE237		Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником (115 V)		
	MWH-SE225		Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником с LED подсветкой (230 V)		
	MWH-SE226		Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником с LED подсветкой (115 V)		
	MWH-2STUB		Одноразовые трубки для подачи физраствора		
	MWH-MMOTR		Микромотор со шлангом		
	MWH-M7559		Хирургический угловой наконечник 20:1		
	MWH-CAL02		Хирургический угловой наконечник 20:1 с подсветкой		





ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОПЦИИ.

Компания MIS предлагает широкий спектр ортопедических компонентов и решений, подходящих для любых показаний и типов процедур. В сочетании с широким ассортиментом вспомогательных инструментов наши продукты обеспечивают биологические преимущества, имеющие критически важное значение для успеха лечения. Супраструктуры MIS удовлетворяют всем потребностям, возникающим в ходе хирургических операций, и соответствуют всем применяемым методам. Абатменты доступны в широком ассортименте, высоты десневой части, углов и типов; обновленная линейка абатментов с анатомическим вогнутым профилем прорезывания, разработана для облегчения работы с мягкими тканями и их ростом. MIS предлагает решения как для винтовой реставрации, так и для реставрации с цементной фиксацией.






Слепочные
трансферы

Аналоги и слепочные трансферы



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-ITC30 MD-ITC30 MW-ITC30	NP SP WP	Ø4, H=2, C=6 Ø4.8, H=2, C=6 Ø5.5, H=2, C=6	Слепочный трансфер для закрытой ложки с анатомическим профилем, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-IO401 MD-IO481 MW-IO551	NP SP WP	Ø5.5, L=11 Ø6.2, L=11 Ø6.8, L=11	Слепочный трансфер для открытой ложки с анатомическим профилем, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-IT100 MD-IT100 MW-IT100	NP SP WP	Ø4, L=9 Ø4.5, L=9 Ø5.4, L=9	Слепочный трансфер для закрытой ложки, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	
	MN-IO330 MD-IO375 MW-IO470	NP SP WP	Ø4.6, L=11 Ø5, L=11 Ø5.5, L=11	Слепочный трансфер для открытой ложки, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-IT300 MD-IT300 MW-IT300	NP SP WP	Ø4, H=2, C=6 Ø4.8, H=2, C=6 Ø5.5, H=2, C=6	Слепочный трансфер для закрытой ложки, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-PF330 MD-PF375 MW-PF550	NP SP WP	Ø4.5, L=11 Ø5, L=11 Ø5.5, L=11	Слепочная головка для закрытой ложки, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-RSM10 MD-RSM10 MW-RSM10	NP SP WP	Ø3.3, L=12 Ø3.75, L=12 Ø4.6, L=12	Аналог имплантата, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	  
	MN-S0160 MD-S0200 MD-S0220	NP SP WP	L=7.6	Фиксирующий минивинт, 30 Нсм	Титан	  
	MN-G0160 MD-G0213 MD-G0213	NP SP WP	L=21 L=23 L=23	Винт слепочного трансфера для открытой ложки	Титан	  
	MN-GP100 MD-GP100 MD-GP100	NP SP WP	L=16.5	Винт слепочного трансфера MN/MD/MW-IT100, внутренний шестигранник	Титан	  

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина



3 Платформы



Узкая



Стандартная




Широкая



Временные
реставрации

Временные абатменты



№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
----------	-----------	--------------	----------	----------	-----------



MN-TC023	NP	Ø4, H=2, C=10	Временный абатмент с анатомическим профилем без антиротационного компонента, внутренний шестигранник	Титан	
MD-TC023	SP	Ø4.8, H=2, C=10			
MW-TC023	WP	Ø5.5, H=2, C=10			



MN-TC033	NP	Ø4, H=3, C=10	Временный абатмент с анатомическим профилем без антиротационного компонента, внутренний шестигранник	Титан	
MD-TC033	SP	Ø4.8, H=3, C=10			
MW-TC033	WP	Ø5.5, H=3, C=10			



MN-TCH23	NP	Ø4, H=2, C=10	Временный абатмент с анатомическим профилем с антиротационным компонентом, внутренний шестигранник	Титан	
MD-TCH23	SP	Ø4.8, H=2, C=10			
MW-TCH23	WP	Ø5.5, H=2, C=10			



MN-TCH33	NP	Ø4, H=3, C=10	Временный абатмент с анатомическим профилем с антиротационным компонентом, внутренний шестигранник	Титан	
MD-TCH33	SP	Ø4.8, H=3, C=10			
MW-TCH33	WP	Ø5.5, H=3, C=10			



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-TC013 MD-TC013 MW-TC013	NP SP WP	Ø4, H=1, C=10 Ø4.8, H=1, C=10 Ø5.5, H=1, C=10	Временный абатмент без антиротационного компонента, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-TCH13 MD-TCH13 MW-TCH13	NP SP WP	Ø4, H=1, C=10 Ø4.8, H=1, C=10 Ø5.5, H=1, C=10	Временный абатмент с антиротационным компонентом, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-TPA10 MD-TPA10 MW-TPA10	NP SP WP	Ø4, H=1, C=10 Ø4.75, H=1, C=10 Ø5.5, H=1, C=10	Временный пластиковый абатмент с широким профилем, внутренний шестигранник	PEEK	  
	MN-TPA12 MD-TPA12 MW-TPA12	NP SP WP	Ø3.5, H=1, C=10 Ø3.75, H=1, C=10 Ø4.5, H=1, C=10	Временный пластиковый абатмент с узким профилем, внутренний шестигранник	PEEK	  
	MD-TPH50 MW-TPH50	SP WP	Ø5, H=2.5, C=9.5 Ø5.5, H=2.5, C=9.5	Временный пластиковый абатмент с уступом, внутренний шестигранник	PEEK	 

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

2 Типа абатментов



Титан



PEEK



Реставрации
с винтовой
фиксацией

Система многокомпонентного абатмента



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MA-NC248 MA-SC248	NP SP	Ø4.8, H=2	Прямой многокомпонентный абатмент с анатомическим профилем, внутренний шестигранник, 30 Нсм	Титан	
	MA-NC348 MA-SC348 MA-WC348	NP SP WP	Ø4.8, H=3	Прямой многокомпонентный абатмент с анатомическим профилем, внутренний шестигранник, 30 Нсм	Титан	
	MA-NC448 MA-SC448	NP SP	Ø4.8, H=4	Прямой многокомпонентный абатмент с анатомическим профилем, внутренний шестигранник, 30 Нсм	Титан	
	MA-WC548	WP	Ø4.8, H=5	Прямой многокомпонентный абатмент с анатомическим профилем, внутренний шестигранник, 30 Нсм	Титан	
	MA-N1480 MA-S1480 MA-W1480	NP SP WP	Ø4.8, H=1	Прямой многокомпонентный абатмент, внутренний шестигранник, 30 Нсм	Титан	
	MA-N2480 MA-S2480	NP SP	Ø4.8, H=2	Прямой многокомпонентный абатмент, внутренний шестигранник, 30 Нсм	Титан	

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MA-N3480 MA-S3480 MA-W3480	NP SP WP	Ø4.8, H=3	Прямой многокомпонентный абатмент, внутренний шестигранник, 30 Нсм	Титан	  
	MA-N4480 MA-S4480	NP SP	Ø4.8, H=4	Прямой многокомпонентный абатмент, внутренний шестигранник, 30 Нсм	Титан	 
	MA-N5480 MA-S5480 MA-W5480	NP SP WP	Ø4.8, H=5	Прямой многокомпонентный абатмент, внутренний шестигранник, 30 Нсм	Титан	  
	MA-SO171 MA-WO171	SP WP	Ø4.8, H=1	Угловой многокомпонентный абатмент, 17°, внутренний шестигранник, 20 Нсм	Титан	 
	MA-SO172 MA-WO172	SP WP	Ø4.8, H=2	Угловой многокомпонентный абатмент, 17°, внутренний шестигранник, 20 Нсм	Титан	 
	MA-SO301 MA-WO301	SP WP	Ø4.8, H=1	Угловой многокомпонентный абатмент, 30°, внутренний шестигранник, 20 Нсм	Титан	 
	MA-SO302 MA-WO302	SP WP	Ø4.8, H=2	Угловой многокомпонентный абатмент, 30°, внутренний шестигранник, 20 Нсм	Титан	 
	MU-BGC48		L=3.3	Основа из сплава для многокомпонентного абатмента	Сплав-e	
	MU-RSM48		L=12	Аналог многокомпонентного абатмента	Титан	
	MU-CC480		Ø4.8 L=3.3	Титановое основание для CAD/CAM для многокомпонентного абатмента	Титан	
	MU-CP048		L=10	Пластиковый цилиндр для многокомпонентного абатмента	Выжигаемый пластик	
	MU-S0220		L=3.8	Фиксирующий винт для многокомпонентного абатмента, 25 Нсм	Титан	

 Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

Система многокомпонентного абатмента

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MU-G0220		L=3.8	Фиксирующий винт из сплава для многокомпонентного абатмента, 20 Нсм	Сплав-s	
	MU-H4480		Ø4.8 L=4.3	Формирователь десны для многокомпонентного абатмента	Титан	
	MU-I0480		Ø4.8 L=10	Слепочный трансфер для открытой ложки для многокомпонентного абатмента	Титан	
	MU-IT480		Ø4.8 L=8	Слепочный трансфер для закрытой ложки для многокомпонентного абатмента	Титан	
	MU-MG480		Ø4.8 L=14.5	Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента	Выжигаемый пластик + сплав-a	
	MU-TO480		Ø4.8 L=10	Временный титановый цилиндр для многокомпонентного абатмента	Титан	
	MU-SP102		L=10	Сканируемый абатмент для многокомпонентного абатмента	Титан	
	MU-MAN10		Ø4.8 L=10	Аналог многокомпонентного абатмента для стереолитографической модели	Титан	
	MT-MURL2		L=21	Длинный универсальный ключ для прямого многокомпонентного абатмента	Нержавеющая сталь	
	MT-MUML2		L=31	Длинный ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента	Нержавеющая сталь	

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации
с винтовой
фиксацией

Пластиковые абатменты



№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа	
	MN-CPH13 MD-CPH13 MW-CPH13	NP SP WP	Ø3.5, H=1, C=11 Ø3.75, H=1, C=11 Ø4.5, H=1, C=11	Пластиковый абатмент с антиротационным компонентом, внутренний шестигранник	Выжигаемый пластик	  
	MN-CP013 MD-CP013 MW-CP013	NP SP WP	Ø3.5, H=1, C=11 Ø3.75, H=1, C=11 Ø4.5, H=1, C=11	Пластиковый абатмент без антиротационного компонента, внутренний шестигранник	Выжигаемый пластик	  
	MD-CPH50 MW-CPH60	SP WP	Ø5, H=1, C=11 Ø6.5, H=1, C=11	Пластиковый абатмент с широким профилем и антиротационным компонентом, внутренний шестигранник	Выжигаемый пластик	 
	MD-CP050 MW-CP060	SP WP	Ø5, H=1, C=11 Ø6.5, H=1, C=11	Пластиковый абатмент с широким профилем, без антиротационного компонента	Выжигаемый пластик	 

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

Пластиковые абатменты

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-GPC10 MD-GPC10 MW-GPC10	NP SP WP	Ø4.3, H=1, C=14 Ø5, H=1, C=14 Ø5.5, H=1, C=14	Пластиковый абатмент с основой из сплава с антиротационным компонентом	Выжигаемый пластик + сплав	  
	MN-GP010 MD-GP010 MW-GP010	NP SP WP	Ø4.3, H=1, C=14 Ø5, H=1, C=14 Ø5.5, H=1, C=14	Пластиковый абатмент с основой из сплава, без антиротационного компонента	Выжигаемый пластик + сплав	  
	MN-CCI10 MD-CCI10 MW-CCI10	NP SP WP	Ø4.3, H=1, C=14 Ø5, H=1, C=14 Ø5.5, H=1, C=14	Пластиковый абатмент с основой из КХС, с антиротационным компонентом	Сплав кобальт хром	  
	MN-CC010 MD-CC010 MW-CC010	NP SP WP	Ø4.3, H=1, C=14 Ø5, H=1, C=14 Ø5.5, H=1, C=14	Пластиковый абатмент с основой из КХС без антиротационного компонента	Сплав кобальт хром	  
	MD-G0220	SP WP	L=7.7	Фиксирующий винт из сплава, 20 Нсм	Сплав-s	 
	MD-S0200	SP WP	L=6.9	Фиксирующий мини-винт, 30 Нсм	Титан	 
	MN-S0160 MD-S0220 MD-S0220	NP SP WP	L=7.6	Фиксирующий стандартный винт, 30 Нсм	Титан	  
	MD-S0222	SP WP	L=12	Фиксирующий средний винт, 30 Нсм	Титан	 
	MD-S0224	SP WP	L=14	Фиксирующий длинный винт, 30 Нсм	Титан	 

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны


C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации
по цифровому
протоколу

Абатменты EZ-Base



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-EZB15 MD-EZB15 MW-EZB15	NP SP WP	Ø4.25, H=1.5, C=5 Ø4.3, H=1.5, C=5 Ø5.7, H=1.5, C=5	EZ-Base абатмент с угловым доступом к винту, внутренний шестигранник	Титан	
	MT-ELM10		L=30	Длинная отвертка абатментов EZ-Base, для углового доступа к винту, для микромотора	Нержавеющая сталь	
	MT-ESM10		L=24	Короткая отвертка абатментов EZ-Base, для углового доступа к винту, для микромотора	Нержавеющая сталь	
	MT-ELR10		L=22.5	Длинная отвертка для реверсивного ключа абатментов EZ-Base, для углового доступа к винту	Нержавеющая сталь	
	MT-ESR10		L=18.7	Короткая отвертка для реверсивного ключа абатментов EZ-Base для углового доступа к винту	Нержавеющая сталь	
	MN-E0160 MD-E0220	NP SP	L=7.1 L=7.6	EZ-Base фиксирующий винт для углового доступа	Титан	

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны


C = Высота коронковой части


L = Длина



Реставрации
по цифровому
протоколу

Титановые основания Ti-Base



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-TBC15 MD-TBC15 MW-TBC15	NP SP WP	Ø4.2, H=1.5, C=4 Ø4.3, H=1.5, C=4 Ø5.7, H=1.5, C=4	Титановое основание для CAD/CAM с анатомическим профилем с антиротационным компонентом, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-FTB15 MD-FTB15 MW-FTB15	NP SP WP	Ø4.2, H=1.5, C=4 Ø4.3, H=1.5, C=4 Ø5.7, H=1.5, C=4	Титановое основание для CAD/CAM с анатомическим профилем, без антиротационного компонента, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-TBC30 MD-TBC30 MW-TBC30	NP SP WP	Ø4.2, H=3, C=4 Ø4.3, H=3, C=4 Ø5.7, H=3, C=4	Титановое основание для CAD/CAM с анатомическим профилем с антиротационным компонентом, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-FTB30 MD-FTB30 MW-FTB30	NP SP WP	Ø4.2, H=3, C=4 Ø4.3, H=3, C=4 Ø5.7, H=3, C=4	Титановое основание для CAD/CAM с анатомическим профилем, без антиротационного компонента, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-TB001 MD-TB001 MW-TB001	NP SP WP	Ø4.2, H=0.5, C=4 Ø4.3, H=0.5, C=4 Ø5.7, H=0.5, C=4	Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-TB002 MD-TB002 MW-TB002	NP SP WP	Ø4.2, H=0.5, C=4 Ø4.3, H=0.5, C=4 Ø5.7, H=0.5, C=4	Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-IN060 MD-IN060	NP SP	Ø4.2, H=0.5, C=6 Ø4.3, H=0.5, C=6	Титановое основание для CAD/CAM для эстетических реставраций в области резцов, внутренний шестигранник	Титан	 
	MN-S0160 MD-S0220 MD-S0220	NP SP WP	L=7.6	Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм	Титан	  



Реставрации
по цифровому
протоколу

Набор сканируемых абатментов



МК-0056

Набор сканируемых абатментов

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-SP102 MD-SP102 MW-SP102	NP SP WP	L=10	Сканируемый абатмент, внутренний шестигранник	Титан	
	MU-SP102		L=10	Сканируемый абатмент для многокомпонентного абатмента	Титан	

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны


C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации
по цифровому
протоколу

Дигитальные
аналоги



№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
----------	-----------	--------------	----------	----------	-----------



MN-MAN10	NP	Ø3.30, L=10	Дигитальный аналог для стереолитографических моделей, внутренний шестигранник	Титан	  
MD-MAN10	SP	Ø3.80, L=10			
MW-MAN10	WP	Ø4.60, L=10			



MU-MAN10		Ø4.80 L=10	Дигитальный аналог многокомпонентного абатмента для стереолитографических моделей	Титан	
----------	--	---------------	---	-------	--



Реставрации
по цифровому
протоколу

Титановые заготовки - премилы



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-IB091 MD-IB091 MW-IB091	NP SP WP	Ø9	Титановая заготовка, для держателя типа "NT Trading", внутренний шестигранник	Титан	
	MN-IB121 MD-IB121 MW-IB121	NP SP WP	Ø12	Титановая заготовка, для держателя типа "NT Trading", внутренний шестигранник	Титан	
	MN-AGT12 MD-AGT12 MW-AGT12	NP SP WP	Ø12	Титановая заготовка для держателя Amann Girrbach, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-MAB10 MD-MAB10 MW-MAB10	NP SP WP	Ø5	Фиксирующий аналог для держателя типа "NT Trading" внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны


C = Высота коронковой части

L = Длина




Реставрации
с цементной
фиксацией

Абатменты для цементной фиксации



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-AT102	NP	Ø4, H=2, C=7	Угловой эстетический абатмент с анатомическим профилем, 10°, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-AT152 MW-AT152	SP WP	Ø4.8, H=2, C=7.5 Ø5.5, H=2, C=7.5	Угловой эстетический абатмент с анатомическим профилем, 15°, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-AT153	SP	Ø4.8, H=3, C=7.5	Угловой эстетический абатмент с анатомическим профилем, 15°, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-AT202	NP	Ø4, H=2, C=7	Угловой эстетический абатмент с анатомическим профилем, 20°, внутренний шестигранник	Титан	

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MD-AT252	SP	Ø4.8, H=2, C=7.5	Угловой эстетический абатмент с анатомическим профилем, 25°, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-AT253	SP	Ø4.8, H=3, C=7.5	Угловой эстетический абатмент с анатомическим профилем, 25°, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-A0010 MW-P0010	SP WP	Ø5.5, H=1, C=8 Ø6.3, H=1, C=8	Прямой эстетический абатмент, внутренний шестигранник	Титан	 
	MD-P0030	SP	Ø5.6, H=3, C=8	Прямой эстетический абатмент, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-AT101	NP	Ø4, H=1, C=7	Угловой эстетический абатмент, 10°, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-A1510 MW-P1510	SP WP	Ø5.2, H=1, C=8 Ø5.8, H=1, C=8	Угловой эстетический абатмент, 15°, внутренний шестигранник	Титан	 
	MN-AN020	NP	Ø4, H=1, C=7.3	Угловой эстетический абатмент, 20°, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-AN151 MW-AN151	SP WP	Ø4.9, H=1, C=7.5 Ø6, H=1, C=7.3	Угловой эстетический абатмент, 15°, внутренний шестигранник	Титан	 
	MD-P1530	SP	Ø5.2, H=3, C=8	Угловой эстетический абатмент, 15°, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-A2510	SP	Ø5.6, H=1, C=8	Угловой эстетический абатмент, 25°, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-AN251	SP	Ø5.9, H=1, C=7	Угловой эстетический абатмент, 25°, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-P2530	SP	Ø5.7, H=3, C=8	Угловой эстетический абатмент, 25°, внутренний шестигранник	Титан	

 Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

Абатменты для цементной фиксации

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MD-G0220	SP WP	L=7.7	Фиксирующий винт из сплава, 20 Нсм	Сплав-s	 
	MD-S0200	SP WP	L=6.9	Фиксирующий мини-винт, 30 Нсм	Титан	 
	MN-S0160 MD-S0220 MD-S0220	NP SP WP	L=7.6	Фиксирующий стандартный винт, 30 Нсм	Титан	  
	MD-S0222	SP WP	L=12	Фиксирующий средний винт, 30 Нсм	Титан	 
	MD-S0224	SP WP	L=14	Фиксирующий длинный винт, 30 Нсм	Титан	 


Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

5 Углов абатментов





Реставрации
с цементной
фиксацией

Стандартные абатменты



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-MC102 MD-MC102 MW-MC102	NP SP WP	Ø4, H=2, C=10 Ø4.8, H=2, C=10 Ø5.5, H=2, C=10	Стандартный абатмент с анатомическим профилем, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-MAC10 MD-MAC10 MW-MAC10	NP SP WP	Ø4, H=1, C=10 Ø4.75, H=1, C=10 Ø5.5, H=1, C=10	Стандартный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-WMAC1 MW-WMAC1	SP WP	Ø5.5, H=1, C=10 Ø6.5, H=1, C=10	Стандартный абатмент с широким профилем, внутренний шестигранник	Титан	
	MD-MACF1	SP	Ø4.8, H=1, C=8.5	Стандартный абатмент фрикционного типа, внутренний шестигранник	Титан	

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MD-CTP10 MW-CTP10	SP WP	Ø3.75, H=0, C=8.5 Ø5.5, H=0, C=8.5	Стандартный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	 
	MD-G0220	SP WP	L=7.7	Фиксирующий винт из сплава, 20 Нсм	Сплав-s	 
	MD-S0200	SP WP	L=6.9	Фиксирующий мини-винт, 30 Нсм	Титан	 
	MN-S0160 MD-S0220 MD-S0220	NP SP WP	L=7.6	Фиксирующий стандартный винт, 30 Нсм	Титан	  
	MD-S0222	SP WP	L=12	Фиксирующий средний винт, 30 Нсм	Титан	 
	MD-S0224	SP WP	L=14	Фиксирующий длинный винт, 30 Нсм	Титан	 

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина



4 Длины фиксирующего винта





Реставрации
с цементной
фиксацией

СРК - Ортопедический сет



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	МК-NPC62	NP	Ø4, H=2, C=6	Ортопедический сет с анатомическим профилем, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-СРК62	SP	Ø4.8, H=2, C=6			
	МК-WPC62	WP	Ø5.5, H=2, C=6			
	МК-NPC63	NP	Ø4, H=3, C=6	Ортопедический сет с анатомическим профилем, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-СРК63	SP	Ø4.8, H=3, C=6			
	МК-WPC63	WP	Ø5.5, H=3, C=6			
	МК-NPC64	NP	Ø4, H=4, C=6	Ортопедический сет с анатомическим профилем, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-СРК64	SP	Ø4.8, H=4, C=6			
	МК-WPC64	WP	Ø5.5, H=4, C=6			
	МК-NPK41	NP	Ø4, H=1, C=4	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-СРК41	SP	Ø4.8, H=1, C=4			
	МК-WPK41	WP	Ø5.5, H=1, C=4			
	МК-NPK42	NP	Ø4, H=2, C=4	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-СРК42	SP	Ø4.8, H=2, C=4			
	МК-WPK42	WP	Ø5.5, H=2, C=4			
	МК-NPK43	NP	Ø4, H=3, C=4	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-СРК43	SP	Ø4.8, H=3, C=4			
	МК-WPK43	WP	Ø5.5, H=3, C=4			

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем




H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

СПК - Ортопедический сет

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	МК-NPK44 МК-CPK44 МК-WPK44	NP SP WP	Ø4, H=4, C=4 Ø4.8, H=4, C=4 Ø5.5, H=4, C=4	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-NPK61 МК-CPK61 МК-WPK61	NP SP WP	Ø4, H=1, C=6 Ø4.8, H=1, C=6 Ø5.5, H=1, C=6	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-NPK62 МК-CPK62 МК-WPK62	NP SP WP	Ø4, H=2, C=6 Ø4.8, H=2, C=6 Ø5.5, H=2, C=6	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-NPK63 МК-CPK63 МК-WPK63	NP SP WP	Ø4, H=3, C=6 Ø4.8, H=3, C=6 Ø5.5, H=3, C=6	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-NPK64 МК-CPK64 МК-WPK64	NP SP WP	Ø4, H=4, C=6 Ø4.8, H=4, C=6 Ø5.5, H=4, C=6	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-CPK81 МК-WPK81	SP WP	Ø4.8, H=1, C=8 Ø5.5, H=1, C=8	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-CPK82 МК-WPK82	SP WP	Ø4.8, H=2, C=8 Ø5.5, H=2, C=8	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-CPK83 МК-WPK83	SP WP	Ø4.8, H=3, C=8 Ø5.5, H=3, C=8	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	МК-CPK84 МК-WPK84	SP WP	Ø4.8, H=4, C=8 Ø5.5, H=4, C=8	Ортопедический сет, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-CPC62 MD-CPC62 MW-CPC62	NP SP WP	Ø4, H=2, C=6 Ø4.8, H=2, C=6 Ø5.5, H=2, C=6	Трансгингивальный абатмент с анатомическим профилем, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-CPC63 MD-CPC63 MW-CPC63	NP SP WP	Ø4, H=3, C=6 Ø4.8, H=3, C=6 Ø5.5, H=3, C=6	Трансгингивальный абатмент с анатомическим профилем, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-CPC64 MD-CPC64 MW-CPC64	NP SP WP	Ø4, H=4, C=6 Ø4.8, H=4, C=6 Ø5.5, H=4, C=6	Трансгингивальный абатмент с анатомическим профилем, внутренний шестигранник	Титан	

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-CPK41 MD-CPK41 MW-CPK41	NP SP WP	Ø4, H=1, C=4 Ø4.8, H=1, C=4 Ø5.5, H=1, C=4	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-CPK42 MD-CPK42 MW-CPK42	NP SP WP	Ø4, H=2, C=4 Ø4.8, H=2, C=4 Ø5.5, H=2, C=4	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-CPK43 MD-CPK43 MW-CPK43	NP SP WP	Ø4, H=3, C=4 Ø4.8, H=3, C=4 Ø5.5, H=3, C=4	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-CPK44 MD-CPK44 MW-CPK44	NP SP WP	Ø4, H=4, C=4 Ø4.8, H=4, C=4 Ø5.5, H=4, C=4	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-CPK61 MD-CPK61 MW-CPK61	NP SP WP	Ø4, H=1, C=6 Ø4.8, H=1, C=6 Ø5.5, H=1, C=6	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-CPK62 MD-CPK62 MW-CPK62	NP SP WP	Ø4, H=2, C=6 Ø4.8, H=2, C=6 Ø5.5, H=2, C=6	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-CPK63 MD-CPK63 MW-CPK63	NP SP WP	Ø4, H=3, C=6 Ø4.8, H=3, C=6 Ø5.5, H=3, C=6	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	  
	MN-CPK64 MD-CPK64 MW-CPK64	NP SP WP	Ø4, H=4, C=6 Ø4.8, H=4, C=6 Ø5.5, H=4, C=6	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	  
	MD-CPK81 MW-CPK81	SP WP	Ø4.8, H=1, C=8 Ø5.5, H=1, C=8	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	 
	MD-CPK82 MW-CPK82	SP WP	Ø4.8, H=2, C=8 Ø5.5, H=2, C=8	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	 
	MD-CPK83 MW-CPK83	SP WP	Ø4.8, H=3, C=8 Ø5.5, H=3, C=8	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	 
	MD-CPK84 MW-CPK84	SP WP	Ø4.8, H=4, C=8 Ø5.5, H=4, C=8	Трансгингивальный абатмент, внутренний шестигранник	Титан	 

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина



Съемное
протезирование

Комплект OT-Equator



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MK-NOE1 MK-SOE1 MK-WOE1	NP SP WP	H=1	Набор OT-Equator, внутренний шестигранник	Титан	
	MK-NOE2 MK-SOE2	NP SP	H=2	Набор OT-Equator, внутренний шестигранник	Титан	
	MK-NOE3 MK-SOE3 MK-WOE3	NP SP WP	H=3	Набор OT-Equator, внутренний шестигранник	Титан	
	MK-NOE4 MK-SOE4	NP SP	H=4	Набор OT-Equator, внутренний шестигранник	Титан	

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MK-NOE5 MK-SOE5 MK-WOE5	NP SP WP	H=5	Набор OT-Equator, внутренний шестигранник	Титан	
	ET-IT002			Инструмент для замены матриц OT-Equator		
	OE-IC002			Слепочный трансфер для системы OT-Equator		
	OE-IC001			Колпачок слепочного трансфера для системы OT-Equator		
	MT-RDL30		L=27	Длинная универсальная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	
	MT-RDS30		L=21.3	Короткая универсальная шестигранная отвертка 1,27 мм	Нержавеющая сталь	
	OE-RCP01			Матрица OT-Equator мягкой ретенции (розовая)		
	OE-RCW01			Матрица OT-Equator стандартной ретенции (белая)		
	OE-RCV01			Матрица OT-Equator жесткой ретенции (фиолетовая)		
	OE-RCY01			Матрица OT-Equator экстра мягкой ретенции (желтая)		
	OE-RCB01			Техническая матрица OT-Equator (черная)		
	OE-MH001			Металлическая матрица OT- Equator		

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны


C = Высота коронковой части

L = Длина



Съемное
протезирование

Система шаровидного абатмента



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MB-N1375 MW-B1500	SP WP	Ø4, H=1 Ø5, H=1	Шаровидный абатмент, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	 
	MB-N2330 MB-N2375	NP SP	Ø4, H=2	Шаровидный абатмент, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	 
	MB-N3330 MB-N3375 MW-B3500	NP SP WP	Ø4, H=3 Ø4, H=3 Ø5, H=3	Шаровидный абатмент, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	  
	MB-N4330 MB-N4375	NP SP	Ø4, H=4	Шаровидный абатмент, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	 
	MB-N5375 MW-B5500	SP WP	Ø4, H=5 Ø5, H=5	Шаровидный абатмент, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	 
	MB-AN152	SP	H=2	Угловой шаровидный абатмент, 15°, внутренний шестигранник	Титан	
	MB-AN252	SP	H=2	Угловой шаровидный абатмент, 25°, внутренний шестигранник	Титан	
	MB-RS375		L=15.1	Аналог шаровидного абатмента	Нержавеющая сталь	

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MB-SF200		Ø3.7 L=3.5	Пластиковая матрица	Пластик	
	MB-GPS10		L=2.4	Матрица из сплава	Сплав-е	
	MB-TTP10		Ø3.5 L=3.1	Титановая матрица	Титан	
	MB-PR010		Ø3.8 L=2	Пластиковая заглушка для титановой матрицы	Пластик	
	MB-TBS10		Ø2.5	Ретенционное кольцо для титановой матрицы, стандартная ретенци	Сталь	
	MB-TBS20		Ø2.6	Ретенционное кольцо для титановой матрицы, мягкая ретенция	Сталь	
	MB-DMH10			Двойной комплект матриц		
	MB-PPC10		Ø4.2 L=2.6	Стандартная пластиковая втулка для металлической матрицы	Пластик	
	MB-PPR10		Ø4.2 L=2.6	Мягкая пластиковая втулка для металлической матрицы	Пластик	
	MB-DB235		Ø15 L=2.6	Защитное пластиковое кольцо для перебазировки	Пластик	
	MT-NB225		L=22	Ключ с шестигранным соединением для прямого шаровидного абатмента	Нержавеющая сталь	
	MT-RB225		L=22	Ключ для прямого шаровидного абатмента	Нержавеющая сталь	

 Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина



Съемное
протезирование

Система абатментов LOCKiT



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MN-LOC01 MD-LOC01 MW-LOC01	NP SP WP	Ø3.75, H=1 Ø3.75, H=1 Ø4.5, H=1	Абатмент LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-LOC02 MD-LOC02	NP SP	Ø3.75, H=2	Абатмент LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-LOC03 MD-LOC03 MW-LOC03	NP SP WP	Ø3.75, H=3 Ø3.75, H=3 Ø4.5, H=3	Абатмент LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-LOC04 MD-LOC04	NP SP	Ø3.75, H=4	Абатмент LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	
	MN-LOC05 MD-LOC05 MW-LOC05	NP SP WP	Ø3.75, H=5 Ø3.75, H=5 Ø4.5, H=5	Абатмент LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MK-NLC1 MK-SLC1 MK-WLC1	NP SP WP	Ø3.75, H=1 Ø3.75, H=1 Ø4.5, H=1	Комплект LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	
	MK-NLC2 MK-SLC2	NP SP	Ø3.75, H=2	Комплект LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	
	MK-NLC3 MK-SLC3 MK-WLC3	NP SP	Ø3.75, H=3 Ø3.75, H=3 Ø4.5, H=3	Комплект LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	
	MK-NLC4 MK-SLC4	NP SP	Ø3.75, H=4	Комплект LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	
	MK-NLC5 MK-SLC5 MK-WLC5	NP SP WP	Ø3.75, H=5 Ø3.75, H=5 Ø4.5, H=5	Комплект LOCKiT, внутренний шестигранник	Титан	
	MT-LOC10		Ø7.8 L=86	Универсальный ключ для системы LOCKiT	Нержавеющая сталь	
	MM-LOC1		Ø5.4 H=4.4	Слепочный трансфер для системы LOCKiT		
	MM-LOA40 MM-LOA50	NP SP/WP	Ø4, H=10.2 Ø5, H=10.2	Аналог для системы LOCKiT		
	MM-LOC02			Комплект матриц для системы LOCKiT		
	MM-CLE10		Ø4.75 H=1.78	Прозрачная матрица для системы LOCKiT	Нейлон	
	MM-PIN10		Ø4.72 H=1.78	Розовая матрица для системы LOCKiT	Нейлон	
	MM-BLU10		Ø4.72 H=1.78	Синяя матрица для системы LOCKiT	Нейлон	

 Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

Система абатментов LOCKiT

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MM-GRE10		Ø4.75 H=1.78	Зеленая матрица для системы LOCKiT	Нейлон	
	MM-RED10		Ø4.72 H=1.78	Красная матрица для системы LOCKiT	Нейлон	
	MM-BLA10		Ø4.75 H=1.9	Техническая матрица для системы LOCKiT	Полиэтилен	
	MM-TIT10		Ø5.5 H=2.25	Металлическая матрица для системы LOCKiT		
	MT-RSD19		L=19	Короткий адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKiT	Нержавеющая сталь	
	MT-RSD24		L=24	Длинный адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKiT	Нержавеющая сталь	
	MT-LOC11		Ø7.35 H=4.1	Держатель для втулки абатмента LOCKiT		

● Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем


H = Высота десны

C = Высота коронковой части


L = Длина



5 Ретенционных опций




Экстремая ретенция




Мягкая ретенция



Стандартная ретенция



Экстремая ретенция




Стандартная ретенция



Съемное
протезирование

Система абатментов Locator



	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MB-NZL00 MB-SZL00 MB-WZL00	NP SP WP	H=0	Абатмент Locator, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	
	MB-NZL01 MB-SZL01 MB-WZL01	NP SP WP	H=1.0	Абатмент Locator, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	
	MB-NZL02 MB-SZL02 MB-WZL02	NP SP WP	H=2.5	Абатмент Locator, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	
	MB-NZL03 MB-SZL03 MB-WZL03	NP SP WP	H=3.5	Абатмент Locator, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	
	MB-NZL04 MB-SZL04 MB-WZL04	NP SP WP	H=4.5	Абатмент Locator, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	



Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем

H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

Система абатментов Locator

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MB-NZL05 MB-SZL05 MB-WZL05	NP SP WP	H=5.5	Абатмент Locator, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	  
	MB-NZL06 MB-SZL06 MB-WZL06	NP SP WP	H=6.5	Абатмент Locator, внутренний шестигранник	Титан с покрытием из нитрида титана	  
	MM-LCT10		L=83	Универсальный ключ для Locator	Сталь / Титан с покрытием из нитрида титана	
	MM-LMP02		L=1.8	Комплект матриц Locator	Сталь / Нейлон	
	MM-LIC10		Ø4.7 L=4.5	Слепочный трансфер для Locator	Алюминий	
	MM-LFA40 MM-LFA50	NP/SP WP	Ø4, L=10.4 Ø5, L=10.4	Аналог Locator	Алюминий	  
	MM-LRM10		Ø4.7 L=1.8	Прозрачная матрица Locator, 0°-10°, 2,27 кг.	Нейлон	
	MM-LLR10		Ø4.7 L=1.8	Розовая матрица Locator, 0°-10°, 1,36 кг.	Нейлон	
	MM-LEL10		Ø4.7 L=1.8	Синяя матрица Locator, 0°-10°, 0,68 кг.	Нейлон	
	MM-LER10		Ø4.7 L=1.8	Зеленая матрица Locator, 10°-20°, 1,36-1,82 кг.	Нейлон	
	MM-LELE1		Ø4.7 L=1.8	Красная матрица Locator, 10°-20°, 0,68 кг.	Нейлон	
	MM-LPP10		Ø4.6 L=1.8	Пин параллельности к системе Locator	Полиэтилен	

	№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
	MM-LBP10		Ø4.6 L=1.8	Черная техническая матрица Locator	Полиэтилен	
	MM-RSD15		L=19	Короткий адаптер для динамометрического ключа системы Locator	Нержавеющая сталь	
	MM-RSD20		L=24	Длинный адаптер для динамометрического ключа системы Locator	Нержавеющая сталь	
	MM-LSD15		L=15	Короткий шестигранный адаптер для системы Locator	Нержавеющая сталь	
	MM-LSD21		L=21	Длинный шестигранный адаптер для системы Locator	Нержавеющая сталь	

Цветом выделены ортопедические компоненты с анатомическим (вогнутым) профилем


H = Высота десны

C = Высота коронковой части

L = Длина

5 Ретенционных опций


- 2.27 кг.
- 1.36-1.82 кг.
- 1.36 кг.
- 0.68 кг.
- 0.68 кг.





Съемное
протезирование

Балочная система



№ в кат.	Платформа	Размеры (мм)	Описание	Материал	Платформа
----------	-----------	--------------	----------	----------	-----------



MM-TRU10

Ø2.8
H=2.9
L=50

Титановая балка

Титан



MM-PBU10

Ø1.6
H=2.3
L=80

Пластиковый бар, овальное сечение

Пластик



MM-GBU10

H=2.3
L=50

Бар из сплава круглое сечение

Сплав-е



MM-PC100

Ø1.9
L=85

Пластиковый бар, круглое сечение

Выжигаемый пластик



MM-GB100

Ø1.9
L=50

Бар из сплава круглое сечение



Сплав-е





MGUIDE - Система хирургической навигации

MGUIDE – это инновационная система хирургической навигации, предназначенная для облегчения работы клиницистов и включающая в себя - планирование протезирования и простые в использовании инструменты для обеспечения максимально предсказуемых результатов.





MGUIDE

Индивидуальный
хирургический шаблон
для демонстраций



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



MG-TMP10

Демонстрационный хирургический шаблон MGUIDE



MG-TMP20

Демонстрационный хирургический шаблон MGUIDE при
полной адентии



MGUIDE

Набор MGUIDE SEVEN



MG-K001
Набор MGUIDE SEVEN

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-TP047	Ø4.7 L=26	Мукотом MGUIDE	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-TP055	Ø5.5 L=26	Мукотом MGUIDE	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-BM047	Ø4.7 L=24.5	Фреза для костной пластики MGUIDE	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-BM055	Ø5.5 L=24.5	Фреза для костной пластики MGUIDE	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-D0624	Ø2.4 L=30.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-D0824	Ø2.4 L=32.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-D1024	Ø2.4 L=34.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина

Набор MGUIDE SEVEN

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-D1124	Ø2.4 L=36.3	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1324	Ø2.4 L=37.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0633	Ø2.2-3.2 L=30.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0833	Ø2.2-3.2 L=32.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1033	Ø2.2-3.2 L=34.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1133	Ø2.2-3.2 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1333	Ø2.2-3.2 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0637	Ø2.8-3.6 L=30.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0837	Ø2.8-3.6 L=32.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1037	Ø2.8-3.6 L=34.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1137	Ø2.8-3.6 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1337	Ø2.8-3.6 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-D0642	Ø3.3-4.1 L=30.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0842	Ø3.3-4.1 L=32.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1042	Ø3.3-4.1 L=34.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1142	Ø3.3-4.1 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1342	Ø3.3-4.1 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0650	Ø4.1-4.9 L=30.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0850	Ø4.1-4.9 L=32.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1050	Ø4.1-4.9 L=34.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1150	Ø4.1-4.9 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1350	Ø4.1-4.9 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-DLG55	Ø5.5 L=55	Измеритель длины фрез MGUIDE	Титан	 
	MG-GRI01	Ø7 L=29.7	Имплантовод MGUIDE с фиксатором для реверсивного ключа, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

Набор MGUIDE SEVEN

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-GRN01	Ø7 L=29.7	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-GMI10	L=28.9	Имплантовод MGUIDE для микромотора, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-GRI10	Ø7 L=24.5	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RDL30	L=27	Длинная универсальная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MG-IE172	L=32.7	Экстрактор адаптера MGUIDE, внутренний шестигранник стандартная и широкая платформы	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-IE160	L=32.7	Экстрактор адаптера MGUIDE, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-DFP20	Ø2 L=35.3	Фреза MGUIDE для фиксирующего пина	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-FP020	Ø2 L=29	Фиксирующий пин MGUIDE	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-TAS55	Ø5.5 L=24	Винт для фиксации шаблона MGUIDE	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RI030	L=84	Реверсивный ключ		INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RA480		Шестигранный адаптер для реверсивного ключа	Нержавеющая сталь	STAND ALONE

L = Длина



MGUIDE

Набор MGUIDE SEVEN, узкая втулка



MG-K002
Набор MGUIDE SEVEN, узкая втулка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-NBM40	Ø4 L=24.5	Фреза MGUIDE для костной пластики (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-NTP40	Ø4 L=26	Мукотом MGUIDE (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-N0624	Ø2.4 L=30.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 6 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-N0824	Ø2.4 L=32.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 8 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-N1024	Ø2.4 L=34.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 10 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина

Набор MGUIDE SEVEN, узкая втулка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-N1124	Ø2.4 L=36.3	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 11.5 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1324	Ø2.4 L=37.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 13 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0633	Ø2.2-3.2 L=30.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 6 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0833	Ø2.2-3.2 L=32.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 8 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1033	Ø2.2-3.2 L=34.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 10 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1133	Ø2.2-3.2 L=36.3	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 11.5 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1333	Ø2.2-3.2 L=37.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 13 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0637	Ø2.8-3.6 L=30.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 6 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0837	Ø2.8-3.6 L=32.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 8 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1037	Ø2.8-3.6 L=34.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 10 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1137	Ø2.8-3.6 L=36.3	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 11.5 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1337	Ø2.8-3.6 L=37.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 13 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-NLG40	Ø4 L=55	Измеритель длины фрез MGUIDE (узкая втулка)	Титан	 
	MG-NMN10	Ø5 L=30.4	Имплантовод MGUIDE для микромотора, внутренний шестигранник, узкая платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NMS10	Ø5 L=28.9	Имплантовод MGUIDE для микромотора, внутренний шестигранник, стандартная платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NRN01	Ø5.3 L=29.5	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, узкая платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NRS01	Ø5.3 L=24.7	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, стандартная платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NRN10	Ø5.3 L=25	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, узкая платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NRS10	Ø5.3 L=24.5	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, стандартная платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NTAS0	Ø5.3 L=24	Винт MGUIDE для фиксации шаблонов (узкая втулка)	Титан	 

L = Длина





Материалы для направленной костной регенерации

Компания MIS предлагает большой ассортимент материалов для направленной костной регенерации, предназначенных для решения широкого спектра клинических задач. Биоматериалы MIS для НКР доступны в различных объемах и носителях, что значительно упрощает работу с ними непосредственно во время операции. Безопасность всей продукции MIS, включая биоматериалы для НКР, обеспечивается высоким уровнем всех производственных процессов и многоступенчатым контролем качества.





Остеопласт.
материалы

4MATRIX+
остеопластический
цемент



№ в кат.

Описание



BS-4MXP1

4MATRIX+ остеопластический цемент, 1cc



BS-4MXP5

4MATRIX+ остеопластический цемент, 0.5cc



Остеопласт.
материалы

Остеопластический
цемент BONDBONE



№ в кат.

Описание



BS-BB005

BONDBONE 0.5 см3, 3 носителя



BS-BB010

BONDBONE 1 см3, 3 носителя



Остеопласт.
материалы

4BONE BCH
синтетический
остеопластический
материал



№ в кат.

Описание



BS-4BS01

4BONE BCH, шприц объемом 0.5 см3, размер гранул: 0.5-1 мм



BS-4BS1S

4BONE BCH туба объемом 1 см3, размер гранул: 0.5-1 мм



BS-4BS2S

4BONE BCH, туба объемом 2.5 см3, размер гранул: 1-2 мм



Барьерные
мембраны

Резорбируемая
коллагеновая мембрана
4BONE RCM



№ в кат.

Описание



BR-C1525

Мембрана 4BONE RCM, 15x25 мм



BR-C2030

Мембрана 4BONE RCM, 20x30 мм




BR-C3040

Мембрана 4BONE RCM, 30x40 мм




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Для Вашего удобства в следующем разделе содержится дополнительная информация о продуктах и манипуляциях, требующих более развернутого объяснения, представленная в виде иллюстраций, схем, технических спецификаций и другой документации.




Пилотные фрезы со
стоперами, внешнее
охлаждение




SEVEN формирующие
фрезы, внешнее
охлаждение



М4 формирующие
фрезы, внешнее
охлаждение



SEVEN и M4 короткие
формирующие фрезы,
внешнее охлаждение



Состав сплавов

	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI		Сплав-а	Сплав-с	Сплав-е
	Материал	С, К			
	Применение	С, К	L, G, K	L, G, K	L, K
Химический состав	Сплав %	-	60	61	70
	Платиновый %	-	19	13.5	8.50
	Серебряный %	-	-	16.5	13.40
	Палладий %	-	20	-	-
	Медь %	-	-	9	7.50
	Цинк %	-	-	Равные	0.05
	Иридий %	-	Равные	-	0.10
	Титан (макс.)	Равные	-	-	-
	Углерод (макс.)	0.08	-	-	-
	Железо (макс.)	0.25	-	-	-
	Кислород (макс.)	0.13	-	-	-
	Азот (макс.)	0.05	-	-	-
	Водород (макс.)	0.013	-	-	-
	Алюминий	5.5-6.5	-	-	-
	Ванадий	3.5-4.5	-	-	-
	Температура плавления, С°	1604-1660	1400-1490	950-1050	895-1010
Твердость	Мягкий отжиг, HV5	-	145	160	170
	Закаливание, HV5	350-385	240	250	295
	Мягкий отжиг, С°/мин	-	100/30	750/5	750/5
	Закаливание, С°/мин	-	700/30	350/15	450/15

Расшифровка: С–бондинг К–связывание пластмассой L–припаивание G–отливка

Ортопедические компоненты

Рекомендации по использованию ортопедических компонентов MIS

Сегмент ▶	Передний отдел верхней челюсти		Передний отдел верхней челюсти	Клыки, премоляры и моляры					Премоляры и моляры
	Угол наклона имплантата	15° или 25°	15° или 25°	Максимум до 2.5°	Максимум до 3.5				15° или 25°
Высота десны	Щечный уровень максимум до 2 мм Небный уровень максимум до 4 мм	Щечный уровень максимум до 4 мм Небный уровень максимум до 6 мм	Изменяется в соответствии с контуром десны	Щечный уровень максимум до 2 мм Язычный/ небный уровень максимум до 6 мм	Изменяется в соответствии с контуром десны	Изменяется в соответствии с контуром десны	Максимум до 2 мм	Щечный уровень максимум до 2 мм Щечный уровень максимум до 3 мм	В зависимости от высоты десны высота уступа составляет 1, 2, 3, 4 мм
Номер по каталогу	MD-A1510 MD-A2510	MD-P1530 MD-P2530	MD-CTP10	MD-A0010 MD-P0030	MD-MAC10 MD-WMAC1	MD-MACF1	MD-GPC10 MD-GP010	MD-AN151 MD-AN251	MD-CPK41 MD-CPK63 MD-CPK42 MD-CPK64 MD-CPK43 MD-CPK81 MD-CPK44 MD-CPK82 MD-CPK61 MD-CPK83 MD-CPK62 MD-CPK84
Наименование ▶ абатмента	Эстетический угловой абатмент	Эстетический угловой абатмент	Конический стандартный абатмент	Эстетический абатмент	Стандартный абатмент	Фрикционный абатмент с переключением платформ	Пластиковый абатмент с основой из сплава для винтовой фиксации	Угловой абатмент	Трансгингивальный абатмент
									
									



QUATOR

RCM

M4

MIS

MGUIDE

CPK

CPK

M4

SEVEN

OT-EQUATOR

RCM

MIS

M4

CPK

MIS

M-CENTER

M4

CPK

SEVEN

ИНДЕКС.



№ в кат.

Стр.

B

BR-C1525	129
BR-C2030	129
BR-C3040	129
BS-4BS01	128
BS-4BS1S	128
BS-4BS25	128
BS-4MXP1	126
BS-4MXP5	126
BS-BB005	127
BS-BB010	127

C

CT-BTC24	50
CT-P2406	32
CT-P2406	49
CT-P2408	32
CT-P2408	49
CT-P2408	53
CT-P2410	32
CT-P2410	49
CT-P2410	53
CT-P2411	33
CT-P2411	49
CT-P2411	53
CT-P2413	33
CT-P2413	50
CT-P2413	53
CT-P2416	33
CT-P2416	50
CT-P2416	54
CT-P2416	53
CT-UN001	71
CT-US001	71
CT-UW001	71

№ в кат.

Стр.

E

ET-IT002	48
ET-IT002	72
ET-IT002	103

M

MA-N1480	84
MA-N2480	84
MA-N3480	85
MA-N4480	85
MA-N5480	85
MA-NC248	84
MA-NC348	84
MA-NC448	84
MA-S1480	84
MA-S2480	84
MA-S3480	85
MA-S4480	85
MA-S5480	85
MA-SC248	84
MA-SC348	84
MA-SC448	84
MA-SO171	85
MA-SO172	85
MA-SO301	85
MA-SO302	85
MA-W1480	84
MA-W3480	85
MA-W5480	85
MA-WC348	84
MA-WC548	84
MA-WO171	85
MA-WO172	85
MA-WO301	85
MA-WO302	85
MB-AN152	104
MB-AN252	104
MB-DB235	105
MB-DMH10	105
MB-GPS10	105

№ в кат.

Стр.

MB-N1375	104
MB-N2330	104
MB-N2375	104
MB-N3330	104
MB-N3375	104
MB-N4330	104
MB-N4375	104
MB-N5375	104
MB-NZL00	109
MB-NZL01	109
MB-NZL02	109
MB-NZL03	109
MB-NZL04	109
MB-NZL05	110
MB-NZL06	110
MB-PPC10	105
MB-PPR10	105
MB-PR010	105
MB-RS375	104
MB-SF200	105
MB-SZL00	109
MB-SZL01	109
MB-SZL02	109
MB-SZL03	109
MB-SZL04	109
MB-SZL05	110
MB-SZL06	110
MB-TBS10	105
MB-TBS20	105
MB-TTP10	105
MB-WZL00	109
MB-WZL01	109
MB-WZL02	109
MB-WZL03	109
MB-WZL04	109
MB-WZL05	110
MB-WZL06	110
MD-A0010	95
MD-A1510	95
MD-A2510	95
MD-AGT12	93
MD-AN151	95
MD-AN251	95
MD-AT152	94
MD-AT153	94
MD-AT252	95
MD-AT253	95
MD-CC010	88
MD-CC110	88
MD-CP013	87
MD-CP050	87
MD-CPC62	100
MD-CPC63	100

№ в кат. Стр.

MD-CPC64	100
MD-CPH13	87
MD-CPH50	87
MD-CPK41	101
MD-CPK42	101
MD-CPK43	101
MD-CPK44	101
MD-CPK61	101
MD-CPK62	101
MD-CPK63	101
MD-CPK64	101
MD-CPK81	101
MD-CPK82	101
MD-CPK83	101
MD-CPK84	101
MD-CTP10	98
MD-E0220	89
MD-EZB15	89
MD-FTB15	90
MD-FTB30	90
MD-G0213	81
MD-G0213	81
MD-G0220	88
MD-G0220	96
MD-G0220	98
MD-GP010	88
MD-GP100	81
MD-GP100	81
MD-GPC10	88
MD-I0375	80
MD-IB091	93
MD-IB121	93
MD-IN060	90
MD-IO481	80
MD-IT100	80
MD-IT300	81
MD-ITC30	80
MD-LOC01	106
MD-LOC02	106
MD-LOC03	106
MD-LOC04	106
MD-LOC05	106
MD-MAB10	93
MD-MAC10	97
MD-MACF1	97
MD-MAN10	92
MD-MC102	97
MD-P0030	95
MD-P1530	95
MD-P2530	95
MD-PF375	52
MD-PF375	81
MD-RSM10	81

№ в кат. Стр.

MD-S0200	81
MD-S0200	81
MD-S0200	88
MD-S0200	96
MD-S0200	98
MD-S0220	88
MD-S0220	88
MD-S0220	90
MD-S0220	90
MD-S0220	96
MD-S0220	96
MD-S0220	98
MD-S0220	98
MD-S0222	88
MD-S0222	96
MD-S0222	98
MD-S0224	88
MD-S0224	96
MD-S0224	98
MD-SP102	91
MD-TB001	90
MD-TB002	90
MD-TBC15	90
MD-TBC30	90
MD-TC013	83
MD-TC023	82
MD-TC033	82
MD-TCH13	83
MD-TCH23	82
MD-TCH33	82
MD-TPA10	83
MD-TPA12	83
MD-TPH50	83
MD-WMAC1	97
MF4-06420	21
MF4-06500	23
MF4-06600	25
MF4-08375	19
MF4-08420	21
MF4-08500	23
MF4-08600	25
MF4-10330	17
MF4-10375	19
MF4-10420	21
MF4-10500	23
MF4-10600	25
MF4-11330	17
MF4-11375	19
MF4-11420	21
MF4-11500	23
MF4-11600	25
MF4-13330	17
MF4-13375	19

№ в кат. Стр.

MF4-13420	21
MF4-13500	23
MF4-13600	25
MF4-16330	17
MF4-16375	19
MF4-16420	21
MF4-16500	23
MF7-06420	11
MF7-06500	13
MF7-06600	15
MF7-08375	9
MF7-08420	11
MF7-08500	13
MF7-08600	15
MF7-10330	7
MF7-10375	9
MF7-10420	11
MF7-10500	13
MF7-10600	15
MF7-11330	7
MF7-11375	9
MF7-11420	11
MF7-11500	13
MF7-11600	15
MF7-13330	7
MF7-13375	9
MF7-13420	11
MF7-13500	13
MF7-13600	15
MF7-16330	7
MF7-16375	9
MF7-16420	11
MF7-16500	13
MF7-18375	9
MF7-18420	11
MF7-20375	9
MF7-20420	11
MG2-06160	31
MG2-08160	31
MG2-10160	31
MG2-12160	31
MG-BM047	117
MG-BM055	117
MG-D0624	117
MG-D0633	118
MG-D0637	118
MG-D0642	119
MG-D0650	119
MG-D0824	117
MG-D0833	118
MG-D0837	118
MG-D0842	119
MG-D0850	119

№ в кат.	Стр.	№ в кат.	Стр.	№ в кат.	Стр.
MG-D1024	117	MG-TMP20	116	MK-NPK63	100
MG-D1033	118	MG-TP047	117	MK-NPK64	100
MG-D1037	118	MG-TP055	117	MK-SD01	53
MG-D1042	119	MK-0001	74	MK-SDS06	63
MG-D1050	119	MK-0011	59	MK-SDS08	63
MG-D1124	118	MK-0014	57	MK-SDS10	63
MG-D1133	118	MK-0016	54	MK-SDS11	63
MG-D1137	118	MK-0020	66	MK-SDS13	63
MG-D1142	119	MK-0022	75	MK-SLC1	107
MG-D1150	119	MK-0023	68	MK-SLC2	107
MG-D1324	118	MK-0024	69	MK-SLC3	107
MG-D1333	118	MK-0036	60	MK-SLC4	107
MG-D1337	118	MK-0039	70	MK-SLC5	107
MG-D1342	119	MK-0040	73	MK-SOE1	102
MG-D1350	119	MK-0056	91	MK-SOE2	102
MG-DFP20	120	MK-0058	64	MK-SOE3	102
MG-DLG55	119	MK-0059	65	MK-SOE4	102
MG-FP020	120	MK-BS001	62	MK-SOE5	103
MG-GMI10	120	MK-CPC62	99	MK-T048	49
MG-GRI01	119	MK-CPC63	99	MK-WLC1	107
MG-GRI10	120	MK-CPC64	99	MK-WLC3	107
MG-GRN01	120	MK-CPK41	99	MK-WLC5	107
MG-IE160	120	MK-CPK42	99	MK-WOE1	102
MG-IE172	120	MK-CPK43	99	MK-WOE3	102
MG-K001	117	MK-CPK44	100	MK-WOE5	103
MG-K002	121	MK-CPK61	100	MK-WPC62	99
MG-N0624	121	MK-CPK62	100	MK-WPC63	99
MG-N0633	122	MK-CPK63	100	MK-WPC64	99
MG-N0637	122	MK-CPK64	100	MK-WPK41	99
MG-N0824	121	MK-CPK81	100	MK-WPK42	99
MG-N0833	122	MK-CPK82	100	MK-WPK43	99
MG-N0837	122	MK-CPK83	100	MK-WPK44	100
MG-N1024	121	MK-CPK84	100	MK-WPK61	100
MG-N1033	122	MK-DB01	76	MK-WPK62	100
MG-N1037	122	MK-NLC1	107	MK-WPK63	100
MG-N1124	122	MK-NLC2	107	MK-WPK64	100
MG-N1133	122	MK-NLC3	107	MK-WPK81	100
MG-N1137	122	MK-NLC4	107	MK-WPK82	100
MG-N1324	122	MK-NLC5	107	MK-WPK83	100
MG-N1333	122	MK-NOE1	102	MK-WPK84	100
MG-N1337	122	MK-NOE2	102	MM-BLA10	108
MG-NBM40	121	MK-NOE3	102	MM-BLU10	107
MG-NLG40	123	MK-NOE4	102	MM-CLE10	107
MG-NMN10	123	MK-NOE5	103	MM-GB100	112
MG-NMS10	123	MK-NPC62	99	MM-GBU10	112
MG-NRN01	123	MK-NPC63	99	MM-GRE10	108
MG-NRN10	123	MK-NPC64	99	MM-LBP10	111
MG-NRS01	123	MK-NPK41	99	MM-LCT10	47
MG-NRS10	123	MK-NPK42	99	MM-LCT10	72
MG-NTAS0	123	MK-NPK43	99	MM-LCT10	110
MG-NTP40	121	MK-NPK44	100	MM-LEL10	110
MG-TAS55	120	MK-NPK61	100	MM-LELE1	110
MG-TMP10	116	MK-NPK62	100	MM-LER10	110

№ в кат.

Стр.

MM-LFA40	110
MM-LFA50	110
MM-LIC10	110
MM-LLR10	110
MM-LMP02	110
MM-LOA40	107
MM-LOA50	107
MM-LOC02	107
MM-LOC11	107
MM-LPP10	110
MM-LRM10	110
MM-LSD15	111
MM-LSD21	111
MM-PBU10	112
MM-PC100	112
MM-PIN10	107
MM-RED10	108
MM-RSD15	47
MM-RSD15	71
MM-RSD15	111
MM-RSD20	47
MM-RSD20	71
MM-RSD20	111
MM-TIT10	108
MM-TRU10	112
MN-AGT12	93
MN-AN020	95
MN-AT101	95
MN-AT102	94
MN-AT202	94
MN-CC010	88
MN-CCI10	88
MN-CP013	87
MN-CPC62	100
MN-CPC63	100
MN-CPC64	100
MN-CPH13	87
MN-CPK41	101
MN-CPK42	101
MN-CPK43	101
MN-CPK44	101
MN-CPK61	101
MN-CPK62	101
MN-CPK63	101
MN-CPK64	101
MN-E0160	89
MN-EZB15	89
MN-FTB15	90
MN-FTB30	90
MN-G0160	81
MN-GP010	88
MN-GP100	81
MN-GPC10	88

№ в кат.

Стр.

MN-I0330	80
MN-IB091	93
MN-IB121	93
MN-IN060	90
MN-IO401	80
MN-IT100	80
MN-IT300	81
MN-ITC30	80
MN-LOC01	106
MN-LOC02	106
MN-LOC03	106
MN-LOC04	106
MN-LOC05	106
MN-MAB10	93
MN-MAC10	97
MN-MAN10	92
MN-MC102	97
MN-PF330	52
MN-PF330	81
MN-RSM10	81
MN-S0160	81
MN-S0160	88
MN-S0160	90
MN-S0160	96
MN-S0160	98
MN-SP102	91
MN-TB001	90
MN-TB002	90
MN-TBC15	90
MN-TBC30	90
MN-TC013	83
MN-TC023	82
MN-TC033	82
MN-TCH13	83
MN-TCH23	82
MN-TCH33	82
MN-TPA10	83
MN-TPA12	83
MO1-10300	27
MO1-10350	29
MO1-11300	27
MO1-11350	29
MO1-13300	27
MO1-13350	29
MO1-16300	27
MO1-16350	29
MO-CO160	66
MO-CO200	66
MO-CO240	66
MO-CO280	66
MO-SO300	66
MO-SO350	66
MO-SO400	66

№ в кат.

Стр.

MT-00400	41
MT-00500	41
MT-00600	41
MT-A4022	76
MT-B4018	76
MT-BGP32	65
MT-BGP37	65
MT-BGP46	65
MT-BP320	65
MT-BP370	65
MT-BP460	65
MT-BTT20	60
MT-BTT28	50
MT-BTT32	50
MT-BTT40	50
MT-BTT45	50
MT-BTT50	51
MT-C3125	76
MT-CRD20	40
MT-CRD21	40
MT-CRD28	40
MT-CSN33	39
MT-CSN33	55
MT-CSN33	58
MT-DE001	43
MT-DE001	44
MT-DE001	51
MT-DE001	55
MT-DI001	44
MT-DI001	44
MT-ELM10	89
MT-ELR10	72
MT-ELR10	89
MT-ESM10	89
MT-ESR10	89
MT-ETD24	64
MT-ETD28	64
MT-ETD32	64
MT-ETD38	64
MT-F2121	76
MT-GDM01	47
MT-GDN33	39
MT-GDN33	51
MT-GDN33	55
MT-GDN33	58
MT-GDN50	39
MT-GDN50	51
MT-GDN50	55
MT-GDN50	58
MT-HKO21	45
MT-HLI10	42
MT-HLI10	51
MT-HLI10	55

№ в кат.

Стр.

MT-HLI10	67
MT-HLI21	42
MT-HLI21	51
MT-HSI10	42
MT-HSI10	51
MT-HSI10	55
MT-HSI10	67
MT-HSI21	42
MT-HTS10	47
MT-HW001	43
MT-HW001	44
MT-IT100	46
MT-K2023	76
MT-LBT24	64
MT-LBT28	64
MT-LBT32	64
MT-LBT38	64
MT-LCD20	31
MT-LM005	43
MT-LM005	46
MT-LM005	55
MT-LM005	70
MT-LOC10	107
MT-LOC11	108
MT-LRH20	43
MT-LRH20	51
MT-LRH20	56
MT-LRH20	67
MT-LRH21	42
MT-LRH21	51
MT-LRH21	56
MT-MFXGS	45
MT-MMK07	86
MT-MSD20	31
MT-MSD20	46
MT-MSD20	72
MT-MUL02	86
MT-MUML2	71
MT-MUML2	86
MT-MURL2	48
MT-MURL2	70
MT-MURL2	86
MT-NB225	46
MT-NB225	105
MT-P2416	60
MT-PD440	38
MT-PP001	43
MT-PP001	44
MT-PP001	61
MT-PP240	51
MT-PP240	55
MT-RA480	45

№ в кат.

Стр.

MT-RA480	120
MT-RB225	43
MT-RB225	47
MT-RB225	71
MT-RB225	105
MT-RDE30	48
MT-RDL30	43
MT-RDL30	48
MT-RDL30	52
MT-RDL30	56
MT-RDL30	70
MT-RDL30	103
MT-RDL30	120
MT-RDM30	47
MT-RDS30	43
MT-RDS30	47
MT-RDS30	52
MT-RDS30	70
MT-RDS30	103
MT-RE160	48
MT-RE160	71
MT-RE172	48
MT-RE172	71
MT-RI030	56
MT-RI030	61
MT-RI030	67
MT-RI030	120
MT-RI040	48
MT-RI040	72
MT-RKL21	44
MT-RKL21	45
MT-RKL21	61
MT-RKS15	44
MT-RKS15	44
MT-RKS15	61
MT-RMR10	43
MT-RMR10	44
MT-RMR10	51
MT-RMR10	56
MT-RSD19	108
MT-RSD24	108
MT-RT070	45
MT-RT070	52
MT-SCD20	31
MT-SM005	43
MT-SM005	46
MT-SM005	70
MT-SMD10	38
MT-SMD10	49
MT-SMD10	54
MT-SMD10	60
MT-SMD10	67

№ в кат.

Стр.

MT-SRA10	43
MT-SRA10	44
MT-SRH20	43
MT-SRH20	51
MT-SRH20	56
MT-SRH20	67
MT-SRH21	42
MT-TD110	38
MT-TDI28	36
MT-TDI32	36
MT-TDI38	36
MT-TDI40	36
MT-TDI45	37
MT-TDI50	37
MT-TDI55	37
MT-TDN19	38
MT-TDN19	49
MT-TDN19	54
MT-TDN20	32
MT-TDN20	60
MT-TDN28	35
MT-TDN28	54
MT-TDN28	57
MT-TDN32	35
MT-TDN32	54
MT-TDN32	57
MT-TDN32	57
MT-TDN38	35
MT-TDN38	55
MT-TDN38	57
MT-TDN45	35
MT-TDN45	55
MT-TDN45	57
MT-TDN50	35
MT-TDN50	55
MT-TDN50	57
MT-TDN55	35
MT-TDN55	55
MT-TDN55	57
MT-TDO01	31
MT-TDT28	34
MT-TDT28	50
MT-TDT28	53
MT-TDT30	60
MT-TDT32	34
MT-TDT32	50
MT-TDT32	53
MT-TDT40	34
MT-TDT40	50
MT-TDT40	53
MT-TDT45	34
MT-TDT45	50
MT-TDT45	53

№ в кат. Стр.

MT-TDT50	34
MT-TDT50	50
MT-TP500	44
MT-TP500	44
MT-TSD10	46
MT-UML21	45
MT-UML21	60
MT-UMS21	45
MT-UN002	47
MT-UN002	71
MT-URA10	47
MT-URA10	72
MT-US002	47
MT-US002	71
MT-UW002	47
MT-UW002	71
MU-BGC48	85
MU-CC480	85
MU-CP048	85
MU-G0220	86
MU-H4480	86
MU-I0480	86
MU-IT480	86
MU-MAN10	86
MU-MAN10	92
MU-MG480	86
MU-RSM48	85
MU-S0220	85
MU-SP102	86
MU-SP102	91
MU-TO480	86
MW-AGT12	93
MW-AN151	95
MW-AT152	94
MW-B1500	104
MW-B3500	104
MW-B5500	104
MW-CC010	88
MW-CCI10	88
MW-CP013	87
MW-CP060	87
MW-CPC62	100
MW-CPC63	100
MW-CPC64	100
MW-CPH13	87
MW-CPH60	87
MW-CPK41	101
MW-CPK42	101
MW-CPK43	101
MW-CPK44	101
MW-CPK61	101
MW-CPK62	101
MW-CPK63	101

№ в кат. Стр.

MW-CPK64	101
MW-CPK81	101
MW-CPK82	101
MW-CPK83	101
MW-CPK84	101
MW-CTP10	98
MW-EZB15	89
MW-FTB15	90
MW-FTB30	90
MW-GP010	88
MW-GPC10	88
MWH-2STUB	77
MWH-CAL02	77
MWH-M7559	77
MWH-MMOTR	77
MWH-SE236	77
MWH-SE237	77
MWH-SE225	77
MWH-SE226	77
MW-I0470	80
MW-IB091	93
MW-IB121	93
MW-IO551	80
MW-IT100	80
MW-IT300	81
MW-ITC30	80
MW-LOC01	106
MW-LOC03	106
MW-LOC05	106
MW-MAB10	93
MW-MAC10	97
MW-MAN10	92
MW-MC102	97
MW-P0010	95
MW-P1510	95
MW-PF550	81
MW-RSM10	81
MW-SP102	91
MW-TB001	90
MW-TB002	90
MW-TBC15	90
MW-TBC30	90
MW-TC013	83
MW-TC023	82
MW-TC033	82
MW-TCH13	83
MW-TCH23	82
MW-TCH33	82
MW-TPA10	83
MW-TPA12	83
MW-TPH50	83
MW-WMAC1	97

№ в кат. Стр.

OE-IC001	103
OE-IC002	103
OE-MH001	103
OE-RCB01	103
OE-RCP01	103
OE-RCV01	103
OE-RCW01	103
OE-RCY01	103



